

SCHEDA TECNICA**MASKERITA®****MASCHERA CHIRURGICA CON LACCI
TIPO II****CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 14683:2005 (IN ITALIA, UNI EN 14683:2006)****DESCRIZIONE**

MASKERITA®, maschera chirurgica ad alto potere filtrante di Mediberg, è costituita da tre strati di tessuto non tessuto laminati a "sandwich" secondo un procedimento esclusivo Mediberg.

Ciascuno strato di tessuto non tessuto è strutturato diversamente per la specifica funzione a cui è destinato: protettiva, filtrante, antimacerante.

MASKERITA® è dotata di lacci extralunghi e molto resistenti che consentono una facile e veloce allacciatura. Grazie all'impiego di tessuti non tessuti di alta qualità, MASKERITA® risulta essere estremamente leggera, garantendo allo stesso tempo una grande capacità di filtrazione ai batteri (certificata secondo i metodi definiti dalla norma EN 14683:2005) unitamente ad una bassa resistenza ai flussi respiratori. Tutto ciò rende piacevole l'utilizzo di MASKERITA® assicurando nel contempo un alto grado di sicurezza.

CERTIFICAZIONI

MASKERITA® è una maschera chirurgica di Tipo II, secondo i requisiti previsti dalla norma europea EN 14683:2005.

Inoltre, MASKERITA® è un dispositivo medico di classe I, autocertificato presso il Ministero della Salute italiano.

IMPIEGHI

MASKERITA® è la maschera chirurgica ideale per i lunghi interventi, dove è richiesta un'elevata e duratura capacità di filtrazione ai batteri.

Firma 

- Febbraio 2007 - Mod. 5 - Rev. 8

Pag. 1 di 4

SCHEDA TECNICA
MASKERITA®
**MASCHERA CHIRURGICA CON LACCI
TIPO II**
CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 14683:2005 (IN ITALIA, UNI EN 14683:2006)
CARATTERISTICHE TECNICHE E VALORI DI MASKERITA®

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORI
Dimensioni	mm 90 x 180
Peso	g. 3,3
1° strato esterno colorato	Cellulosa – poliestere – viscosa
2° strato filtrante	Melt blown di fibrille di polipropilene
3° strato interno antimacerante (a contatto con il viso)	Cellulosa e poliestere, a fibre orientate
Stringi naso	metallo zincato ricoperto con cellulosa biodegradabile, atraumatico e conformabile
Lunghezza stringinaso	mm 150
Lacci	<ul style="list-style-type: none"> • Polipropilene bianco anallergico • Extralunghi: cm 80 • Saldati ad ultrasuoni
Carico di rottura dei lacci	Fm > N. 35 = Kgf 3,57
Saldatura	Ad ultrasuoni
Efficienza filtrante (B.F.E.), testata con metodo a norma EN 14683:2005	> 99% secondo la norma EN 14683:2005
Resistenza al flusso respiratorio, testata con metodo a norma EN 14683:2005	< 29,4 Pa/cm ² secondo la norma EN 14683:2005
Classificazione di confortevolezza	Dopo 3 ore di impiego è classificata molto fresca
Perdita particellare	Nessun rilascio di polveri o fibre
Odori	Completamente inodore
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> • Tessuti non tessuti estremamente morbidi • Buona drappeggiabilità • Adatta a pelli sensibili • Monouso
Sostanze non presenti	<ul style="list-style-type: none"> • Non contiene fibre di vetro • Non contiene lattice • Non contiene sostanze sensibilizzanti • Non contiene sostanze allergizzanti
Grado di allergenicità	• Totalmente anallergica
Sterilità	• Non sterile
Modalità di sterilizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • E' possibile sterilizzare ad ossido di etilene, a raggi gamma o beta in idonea confezione • Non è possibile sterilizzare a vapore


Firma

- Febbraio 2007 - Mod. 5 - Rev. 8

Pag. 2 di 4

SCHEDA TECNICA
MASKERITA®
**MASCHERA CHIRURGICA CON LACCI
TIPO II**
CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 14683:2005 (IN ITALIA, UNI EN 14683:2006)

CARATTERISTICHE TECNICHE	VALORI
Controlli sul prodotto finito	<ul style="list-style-type: none"> • Durante ogni fase di lavorazione • Nei nostri laboratori
Rispetto dell'Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Maskerita® è prodotta nel rispetto dell'ambiente • La maschera è biodegradabile • Il nasello è riciclabile
Normative di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Direttiva CEE 93/42, Classe I • Norma europea EN 14683:2005, in Italia UNI EN 14683:2006, Tipo II
Astuccio	<ul style="list-style-type: none"> • Dispenser richiudibile antipolvere • Apertura completa del box per non sciupare la maschera durante il prelievo • Possibilità di togliere la parte frontale del box per facilitare ulteriormente il prelievo • Dati tecnici stampati in 8 lingue • Stampa del lotto di produzione, della data di fabbricazione e della data di scadenza • Un astuccio di colore diverso per ogni tipo di maschera per una facile identificazione • Colore astuccio: rosa
Caratteristiche dell'ambiente di produzione	<p>Le maschere Mediberg vengono prodotte in ambiente controllato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura e umidità controllati • Aria filtrata e pulita da filtri "assoluti" • Ambienti con aria in "sovrapressione" • Assenza di odori • Pavimenti antipolvere • Pallet in plastica privi di rilascio particellare
Modalità di conservazione	<ul style="list-style-type: none"> • Proteggere dalla luce solare diretta e conservare in un luogo fresco e asciutto, in ambienti privi di odori e lontano da fonti di calore
Stabilità del prodotto	<ul style="list-style-type: none"> • 5 anni

Firma

- Febbraio 2007 - Mod. 5 - Rev. 8
Pag. 3 di 4

SCHEDA TECNICA
MASKERITA®
**MASCHERA CHIRURGICA CON LACCI
TIPO II**
CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 14683:2005 (IN ITALIA, UNI EN 14683:2006)
CONFEZIONAMENTO

<ul style="list-style-type: none"> • Pezzi contenuti per 	<ul style="list-style-type: none"> • Box • Scatola • Pallet 	<ul style="list-style-type: none"> • 50 pezzi • 600 pezzi - (50 pz x 12 box) • 21.600 pezzi - (600 pz x 36 scatole)
<ul style="list-style-type: none"> • Dimensioni 	<ul style="list-style-type: none"> • Box • Scatola • Pallet 	<ul style="list-style-type: none"> • mm 197 x 110 x 155 h • mm 398 x 352 x 342 h • mm 780 x 1180 x 2220 h
<ul style="list-style-type: none"> • Grammatura cartone 	<ul style="list-style-type: none"> • Box • Scatola 	<ul style="list-style-type: none"> • Cartoncino da 400 g/mq • Cartone ondulato da 420 g/mq

TABELLA DEI CODICI E DEI COLORI NEI QUALI E' DISPONIBILE MASKERITA®

CODICE RIORDINO	COLORE	IMBALLO PRIMARIO (box)	IMBALLO SECONDARIO (cartone trasporto)
11MUS409CFVN	azzurro	50 pz	600 pz
11MUS709CFVN	verde	50 pz	600 pz
11MUS809CFBN	bianco	50 pz	600 pz

LUOGO DI PRODUZIONE

MASKERITA® è distribuita da Mediberg S.r.l. e prodotta nelle proprie officine di produzione al seguente indirizzo: Mediberg S.r.l. Via Vezze, 16/18 – 24050 Calcinatè BG – Italia

SERVIZIO ASSISTENZA CLIENTI

E' attivo un servizio assistenza clienti contattabile per qualsiasi informazione ai seguenti recapiti:
Tel. 035/83.54.911 – Fax 035/44.29.074 – E-mail: info@mediberg.com

Firma  - Febbraio 2007 - Mod. 5 - Rev. 8

Pag. 4 di 4