

<b>COMPRESSE DI TNT NON STERILI</b>	pag. 20
<b>COMPRESSE DI TNT STERILI</b> Busta singola da 5 pezzi – senza RX Busta singola da 5 pezzi – con RX	pag. 20
<b>TAMPONI ROTONDI DI TNT NON STERILI</b>	pag. 21
<b>TAMPONI ROTONDI DI TNT STERILI</b> Busta singola da 5 pezzi – senza RX	pag. 21
<b>TAMPONI CHIRURGICI LAPARATOMICI DI TNT NON STERILI</b>	pag. 22
<b>TAMPONI CHIRURGICI LAPARATOMICI DI TNT STERILI</b> Busta singola da 5 pezzi – senza RX	pag. 22

# MEDICAZIONE DI TNT



## COMPRESSA DI TNT NON STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa  
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Compresa piegata a 4 strati, senza filo radioapaco. In morbido TNT 40 g/mq, resistente e assorbente.  
Confezione: sacchetto in carta kraft.

CODICE	FORMATO (cm x cm)	STRATI	IMBALLO PRIMARIO (pz x sacchetto)	IMBALLO SECONDARIO (pz x scatola)
13 GRN 010	5 x 5	4	100	5.000 pezzi
13 GRN 025	7,5 x 7,5	4	100	5.000 pezzi
13 GRN 065	10 x 10	4	100	5.000 pezzi
13 GRN 105	10 x 20	4	100	5.000 pezzi



## COMPRESSA DI TNT STERILE

### BUSTA SINGOLA 5 PEZZI

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa STERILE  
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Compresa piegata a 4 strati, in morbido TNT da 40 g/mq, resistente e assorbente.  
Confezione: busta sterile peel-open riposta in pratico astuccio dispenser.

### SENZA FILO RADIOPACO

CODICE	FORMATO (cm x cm)	STRATI	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x busta)	IMBALLO SECONDARIO (buste x scatola)
13 GRN 0055 PS	5 x 5	4	5 pezzi	300 buste
13 GRN 0255 PS	7,5 x 7,5	4	5 pezzi	420 buste
13 GRN 0655 PS	10 x 10	4	5 pezzi	280 buste
13 GRN 1055 PS	10 x 20	4	5 pezzi	80 buste

### CON FILO RADIOPACO

CODICE	FORMATO (cm x cm)	RX	STRATI	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x busta)	IMBALLO SECONDARIO (buste x scatola)
14 GRN 0055 PS50	5 x 5	RX	4	5 pezzi	300 buste
14 GRN 0255 PS50	7,5 x 7,5	RX	4	5 pezzi	420 buste
14 GRN 0655 PS50	10 x 10	RX	4	5 pezzi	280 buste
14 GRN 1055 PS50	10 x 20	RX	4	5 pezzi	80 buste



## TAMPONE ROTONDO DI TNT NON STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa  
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Tampone rotondo con elastico latex free, senza filo radiopaco. In morbido TNT da 30 g/mq, resistente e assorbente. Confezione: sacchetto in polietilene.

CODICE	MISURA	DIMENSIONI (larghezza x altezza)	IMBALLO PRIMARIO (pz x sacchetto)	IMBALLO SECONDARIO (pz x scatola)
15 RTN 115	D	mm 25 - 30	100 pezzi	2500 pezzi
15 RTN 120	E	mm 30 - 35	100 pezzi	2500 pezzi
15 RTN 125	F	mm 40 - 45	100 pezzi	2500 pezzi
15 RTN 130	G	mm 50 - 60	100 pezzi	2500 pezzi
15 RTN 133	H	mm 55 - 65	100 pezzi	1500 pezzi
15 RTN 135	I	mm 65 - 80	100 pezzi	1000 pezzi
15 RTN 140	J	mm 75 - 90	100 pezzi	1000 pezzi



## TAMPONE ROTONDO DI TNT STERILE

### BUSTA SINGOLA 5 PEZZI

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa STERILE  
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Tampone rotondo con elastico latex free, senza filo radiopaco. In morbido TNT da 30 g/mq, resistente e assorbente. Confezione: busta sterile peel-open.

CODICE	MISURA	DIMENSIONI (larghezza x altezza)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x busta)	IMBALLO SECONDARIO (buste x scatola)
15 RTN 115 S5	D	mm 25 - 30	5 pezzi	810 buste
15 RTN 120 S5	E	mm 30 - 35	5 pezzi	450 buste
15 RTN 125 S5	F	mm 40 - 45	5 pezzi	360 buste
15 RTN 130 S5	G	mm 50 - 60	5 pezzi	180 buste
15 RTN 133 S5	H	mm 55 - 65	5 pezzi	150 buste
15 RTN 135 S5	I	mm 65 - 80	5 pezzi	120 buste
15 RTN 140 S5	J	mm 75 - 90	5 pezzi	108 buste

- Su richiesta disponibile anche con filo di bario

# MEDICAZIONE DI TNT



## TAMPONE CHIRURGICO LAPARATOMICO DI TNT NON STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa  
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Tampone laparatomico piegato e cucito, con filo radiopaco con e senza **fettuccia di repertamento**.  
In morbido TNT da 50 g/mq, resistente e assorbente. Confezione: in film.

CODICE	FORMATO (cm x cm)	STRATI	RX	FETTUCCIA	IMBALLO PRIMARIO (pz x sacchetto)	IMBALLO SECONDARIO (pz x scatola)
17 LPN 2040	20 x 40	2	RX	No	80 pz	640 pz
17 LPN 2040 L	20 x 40	2	RX	Si	80 pz	640 pz
17 LPN 3040	30 x 40	2	RX	No	60 pz	480 pz
17 LPN 3040 L	30 x 40	2	RX	Si	60 pz	480 pz
17 LPN 4540	40 x 45	2	RX	No	40 pz	320 pz
17 LPN 4540 L	40 x 45	2	RX	Si	40 pz	320 pz
17 LPN 4075	40 x 75	2	RX	No	25 pz	200 pz
17 LPN 4075 L	40 x 75	2	RX	Si	25 pz	200 pz



## TAMPONE CHIRURGICO LAPARATOMICO DI TNT STERILE

### BUSTA SINGOLA 5 PEZZI

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE IIa STERILE  
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Tampone laparatomico piegato e cucito, con filo radiopaco, con e senza **fettuccia di repertamento**.  
In morbido TNT da 50 g/mq, resistente e assorbente. Confezione: in busta sterile peel-open + box.

CODICE	FORMATO (cm x cm)	STRATI	RX	FETTUCCIA	IMBALLO PRIMARIO (pz x busta)	IMBALLO SECONDARIO (pz x scatola)
17 LPN 2040 S5	20 x 40	2	RX	No	5 pezzi	240 buste
17 LPN 2040 S5L	20 x 40	2	RX	Si	5 pezzi	240 buste
17 LPN 3040 S5	30 x 40	2	RX	No	5 pezzi	180 buste
17 LPN 3040 S5L	30 x 40	2	RX	Si	5 pezzi	180 buste
17 LPN 4540 S5	40 x 45	2	RX	No	5 pezzi	150 buste
17 LPN 4540 S5L	40 x 45	2	RX	Si	5 pezzi	150 buste
17 LPN 4075 S5	40 x 75	2	RX	No	5 pezzi	90 buste
17 LPN 4075 S5L	40 x 75	2	RX	Si	5 pezzi	90 buste

- Disponibile anche in doppia busta sterile con tagliando di controllo