

COTONE IDROFILO TAMPONI ASSORBENTI

COTONE IDROFILO	pag. 24
BATUFFOLI DI COTONE	pag. 24
OVATTA AGUGLIATA (COTONE DI GERMANIA)	pag. 25
FALDINA ASSORBENTE	pag. 25
TAMPONI ASSORBENTI IN TNT + COTONE	pag. 26
TAMPONI ASSORBENTI IN TNT + COTONE STERILI	pag. 26
MEDICAZIONE DI PRIMO SOCCORSO	pag. 27

COTONE IDROFILO



COTONE IDROFILO NON STERILE

IN CONFEZIONE APRI-CHIUDI

COTTONZIP®

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE

Ovatta di cotone Oro-Extra faldata o arrotolata. Il sacchetto è dotato di un pratico sistema **Apri-Chiudi** a pressione che permette una perfetta chiusura dopo ogni prelievo, a protezione da polvere e impurità. Confezione: sacchetto in polietilene richiudibile.

CODICE	LAVORAZIONE	IMBALLO PRIMARIO (gr x sacchetto)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
26 ZIPORZIG 50	zig-zag	50 gr	100 sacchetti
26 ZIPORZIG 100	zig-zag	100 gr	60 sacchetti
26 ZIPORZIG 250	zig-zag	250 gr	30 sacchetti
26 ZIPORZIG 500	zig-zag	500 gr	10 sacchetti
26 ZIPORZIG KG	zig-zag	1 Kg	10 Kg
26 ZIPORARR KG	arrotolato	1 Kg	10 Kg



COTONE IDROFILO IN BATUFFOLI NON STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42 CEE

Batuffoli in ovatta di cotone Oro-Extra, pronti all'uso.
Confezione: sacchetto in polietilene.

CODICE	COLORE	IMBALLO PRIMARIO (pz x sacchetto)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
26 BATBIA 250	BIANCO	250 pz	9000 pz

COTONE IDROFILO



OVATTA AGUGLIATA (COTONE DI GERMANIA) NON STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Ovatta sintetica per imbottitura sottogesso o sottobenda. Leggera e traspirante non trattiene l'umidità. Composizione: viscosa e poliestere. Densità 120gr/mq. Confezione: in rotoli.

CODICE	ALTEZZA	IMBALLO PRIMARIO	IMBALLO SECONDARIO (kg x scatola)	ROTOLE PER KG (+/- 10%)
26 GERMANIA 10	10 cm	10 rotoli	25 Kg	20
26 GERMANIA 15	15 cm	5 rotoli	25 Kg	13
26 GERMANIA 20	20 cm	5 rotoli	25 Kg	10



FALDINA ASSORBENTE NON STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Faldina assorbente in ovatta di cotone oro-extra, avvolta in tessuto non tessuto o garza. Confezione: sacchetto in polietilene.

CODICE	COMPOSIZIONE	MISURA (cm x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pz. x sacchetto)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x cartone)
16 LPN 1020 COT	Ovatta + TNT	10 x 20	50 pz	300
16 LTP 0720 COT	Ovatta + Garza	7 x 20	50 pz	500

TAMPONI ASSORBENTI



TAMPONE ASSORBENTE IN TNT E COTONE NON STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Ideale per medicazioni in presenza di abbondanti essudati è disponibile in vari formati. E' costituita da una falda di cotone idrofilo avvolta TNT azzurro sigillato sui lati, la superficie di contatto in TNT bianco è assorbente e non aderisce alla ferita. Confezione: sacchetto in polietilene.

CODICE	MISURA (cm x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x sacchetto)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
16 GRN 1010 COT	10 x 10	25	1575
16 GRN 1015 COT	10 x 15	25	1050
16 GRN 1020 COT	10 x 20	25	900
16 GRN 1030 COT	10 x 30	25	600
16 GRN 1520 COT	15 x 20	25	600
16 GRN 1525 COT	15 x 25	25	450
16 GRN 2020 COT	20 x 20	25	400
16 GRN 2025 COT	20 x 25	25	300
16 GRN 2030 COT	20 x 30	25	300
16 GRN 2040 COT	20 x 40	25	200



TAMPONE ASSORBENTE IN TNT E COTONE STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I STERILE
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Ideale per medicazioni in presenza di abbondanti essudati è disponibile in vari formati. E' costituita da una falda di cotone idrofilo avvolta TNT azzurro sigillato sui lati, la superficie di contatto in TNT bianco è assorbente e non aderisce alla ferita. Confezione: busta sterile peel-open.

CODICE	MISURA (cm x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pz x busta)	BOX (buste x box)	IMBALLO SECONDARIO (buste x scatola)
16 GRN 1010 COTS	10 x 10	1	60	600
16 GRN 1015 COTS	10 x 15	1	30	300
16 GRN 1020 COTS	10 x 20	1	30	300
16 GRN 1030 COTS	10 x 30	1	30	240
16 GRN 1520 COTS	15 x 20	1	30	240
16 GRN 1525 COTS	15 x 25	1	30	240
16 GRN 2020 COTS	20 x 20	1	30	180
16 GRN 2025 COTS	20 x 25	1	30	120
16 GRN 2030 COTS	20 x 30	1	30	120
16 GRN 2040 COTS	20 x 40	1	25	100

TAMPONI ASSORBENTI



MEDICAZIONE DI PRIMO SOCCORSO

STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I STERILE
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Medicazione sterile di primo soccorso composta un tampone ad alta assorbenza in TNT e cotone, montato su una benda elastica. Confezione: busta sterile peel-open.

CODICE	MISURA		PEZZI PER BUSTA	IMBALLO PRIMARIO (pz x box)	IMBALLO SECONDARIO (pz x scatola)
	BENDA (mt x cm)	TAMPONE (cm x cm)			
16 GRN 001	4 x 10	10 x 10	1	108	648
16 GRN 002	4 x 10	10 x 15	1	84	504
16 GRN 003	3 x 10	20 x 30	1	26	156