


BENDE DI GARZA	pag. 30
Benda di garza non orlata	
Benda di garza orlata	
Benda di garza Cambric	
BENDE ELASTICHE DI FISSAGGIO	pag. 32
Benda elastica di fissaggio - 17 fili/cm ² – Allungamento 110%	
Benda elastica di fissaggio - 19 fili/cm ² – Allungamento 120%	
Benda elastica di fissaggio - 17 fili/cm ² – Allungamento 135%	
BENDE ELASTICHE UNIVERSALI	pag. 33
Benda elastica universale – 28 fili/cm ² – Allungamento 95%	
Benda elastica universale – 31 fili/cm ² – Allungamento 120%	
Benda elastica universale – 33 fili/cm ² – Allungamento 140%	
BENDA ELASTICA DI CREPE	pag. 35
CLIP FERMABENDE	pag. 35
BENDE ELASTICHE A CORTA ESTENSIBILITA'	pag. 36
Benda elastica a corta estensibilità – 27 fili/cm ² – Allungamento 50%	
Benda elastica a corta estensibilità – Allungamento 40%	
Benda elastica a corta estensibilità – Allungamento 82%	
BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE	pag. 37
Benda elastica a compressione standard – 32 fili/cm ² – Allungamento 120%	
Benda elastica a compressione forte - 42 fili/cm ² – Allungamento 140%	
BENDE BIELASTICHE DI FISSAGGIO	pag. 38
Benda bielastica di fissaggio – Allungamento 100% nei due sensi	
Benda bielastica di fissaggio – Tessuta a maglia – Allungamento 170% nei due sensi	
BENDA BIELASTICA A COMPRESSIONE LEGGERA	pag. 39
BENDA ELASTICA COESIVA	pag. 40
BENDA ELASTICA ADESIVA ALL'OSSIDO DI ZINCO	pag. 40
BENDA GESSATA A PRESA RAPIDA	pag. 41
TELO TRIANGOLARE DI SOSTEGNO	pag. 41
RETE TUBOLARE ELASTICA	pag. 42
BENDE IN MAGLIA TUBOLARE ELASTICA	pag. 43
Maglia tubolare elastica	
Medicazione tubolare per dito	
Maglia tubolare di garza	
Maglia tubolare di Jersey	
STOKINETTE IN MAGLIA TUBOLARE STERILE	pag. 45
SET APPLICATORI PER MAGLIE TUBOLARI	pag. 45




BENDA DI GARZA NON ORLATA NON STERILE

20 FILI/CMQ

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Benda di garza per il fissaggio della medicazione e la protezione di ferite superficiali ed escoriazioni. Composizione: 100% cotone. Costruzione 20 fili/cm^q. Peso 27 gr/m^q. Colore bianco, confezionata singolarmente in cellophane.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 NORL 55	5 x 5	Sfuse	250 pezzi
30 NORL 57	5 x 7	Sfuse	200 pezzi
30 NORL 510	5 x 10	Sfuse	200 pezzi
30 NORL 1010	10 x 10	Sfuse	125 pezzi
30 NORL 515	5 x 15	Sfuse	100 pezzi




BENDA DI GARZA ORLATA NON STERILE

20 FILI/CMQ

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Benda di garza per il fissaggio della medicazione e la protezione di ferite superficiali ed escoriazioni. Composizione: 100% cotone. 20 fili/cm^q. Peso 30 gr/m^q. Colore bianco, confezionata singolarmente in cellophane.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pz x scatola)
30 ORL 44	4 x 4	15 pezzi	840 pezzi
30 ORL 45	4 x 5	15 pezzi	660 pezzi
30 ORL 46	4 x 6	15 pezzi	600 pezzi
30 ORL 47	4 x 7	15 pezzi	480 pezzi
30 ORL 48	4 x 8	15 pezzi	420 pezzi
30 ORL 410	4 x 10	15 pezzi	360 pezzi
30 ORL 412	4 x 12	15 pezzi	300 pezzi
30 ORL 415	4 x 15	15 pezzi	240 pezzi
30 ORL 420	4 x 20	15 pezzi	180 pezzi



BENDA DI GARZA CAMBRIC NON STERILE

17 FILI /CMQ

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Benda di garza non orlata per il fissaggio della medicazione e la protezione di ferite superficiali ed escoriazioni. Composizione: 100% cotone. Costruzione 17 fili/cm^q. Peso 43,5 gr/m^q. Colore bianco, confezionata singolarmente in cellophane.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 CAMBRIC 55	5 x 5	Sfuse	250 pezzi
30 CAMBRIC 57	5 x 7	Sfuse	200 pezzi
30 CAMBRIC 510	5 x 10	Sfuse	150 pezzi
30 CAMBRIC 515	5 x 15	Sfuse	100 pezzi
30 CAMBRIC 1010	10 x 10	Sfuse	50 pezzi
30 CAMBRIC 1015	10 x 15	Sfuse	50 pezzi

BENDAGGI




BENDA ELASTICA DI FISSAGGIO NON STERILE

17 FILI/CMQ
ALLUNGAMENTO 110%

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 38% cotone - 29% poliammide - 33% viscosa. Peso 30 gr/mq.
Color bianco, confezionata singolarmente in cellophane.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDEL 025	4 x 4	20	560
30 BENDEL 026	4 x 5	20	440
30 BENDEL 027	4 x 6	20	400
30 BENDEL 028	4 x 7	20	320
30 BENDEL 029	4 x 8	20	280
30 BENDEL 030	4 x 10	20	240
30 BENDEL 031	4 x 12	20	200
30 BENDEL 032	4 x 15	20	160
30 BENDEL 033	4 x 20	20	120



BENDA ELASTICA DI FISSAGGIO NON STERILE

19 FILI/CMQ
ALLUNGAMENTO 120%

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 63% cotone - 37% poliammide. Peso 32 gr/mq.
Color pelle, confezionata singolarmente in cellophane.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDEL 007	4 x 4	20	560
30 BENDEL 008	4 x 5	20	440
30 BENDEL 009	4 x 6	20	400
30 BENDEL 010	4 x 7	20	320
30 BENDEL 011	4 x 8	20	280
30 BENDEL 012	4 x 10	20	240
30 BENDEL 013	4 x 12	20	200
30 BENDEL 014	4 x 15	20	160
30 BENDEL 015	4 x 20	20	120




BENDA ELASTICA DI FISSAGGIO NON STERILE

17 FILI/CMQ
ALLUNGAMENTO 135%

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 41% cotone – 59% poliammide. Peso 28 gr/mq.
Color bianco, confezionata singolarmente in cellophane.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDEL 016	4 x 4	20	560
30 BENDEL 017	4 x 5	20	440
30 BENDEL 018	4 x 6	20	400
30 BENDEL 019	4 x 7	20	320
30 BENDEL 020	4 x 8	20	280
30 BENDEL 021	4 x 10	20	240
30 BENDEL 022	4 x 12	20	200
30 BENDEL 023	4 x 15	20	160
30 BENDEL 024	4 x 20	20	120



BENDA ELASTICA UNIVERSALE NON STERILE

28 FILI/CMQ
ALLUNGAMENTO 95%

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 70% cotone – 29% poliammide – 1% poliuretano. Peso 68 gr/mq.
Colore naturale, con clip, confezionata singolarmente in cellophane.

CODICE	MISURA (m x cm)	CLIP	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDEL 040	5 x 6	1	10	400
30 BENDEL 041	5 x 8	2	10	280
30 BENDEL 042	5 x 10	2	10	240
30 BENDEL 043	5 x 12	3	10	200
30 BENDEL 044	5 x 15	3	10	160
30 BENDEL 045	5 x 20	3	10	120

BENDAGGI




BENDA ELASTICA UNIVERSALE NON STERILE

31 FILI/CMQ
ALLUNGAMENTO 120%

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 63% cotone – 30% poliammide – 7% poliuretano. Peso 79 gr/mq.
Colore bianco, con clip, confezionata singolarmente in cellophane.

CODICE	MISURA (m x cm)	CLIP	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 ELASTICA 65	5 x 6	1	10	400
30 ELASTICA 85	5 x 8	2	10	280
30 ELASTICA 105	5 x 10	2	10	240
30 ELASTICA 125	5 x 12	3	10	200
30 ELASTICA 155	5 x 15	3	10	160
30 ELASTICA 205	5 x 20	3	10	120



BENDA ELASTICA UNIVERSALE NON STERILE

33 FILI/CMQ
ALLUNGAMENTO 140%

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 53% cotone – 38% poliammide – 9% poliuretano. Peso 63 gr/mq.
Color pelle, con clip, confezionata singolarmente in cellophane.

CODICE	MISURA (m x cm)	CLIP	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDEL 034	5 x 6	1	10	400
30 BENDEL 035	5 x 8	2	10	280
30 BENDEL 036	5 x 10	2	10	240
30 BENDEL 037	5 x 12	3	10	200
30 BENDEL 038	5 x 15	3	10	160
30 BENDEL 039	5 x 20	3	10	120




BENDA ELASTICA DI CREPE NON STERILE

24 FILI/CMQ
ALLUNGAMENTO 130%

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 93% cotone – 7% poliuretano. Peso 76 gr/mq.
Colore naturale, con due linee guida rosse, confezionata singolarmente in cellophane.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDEL 050	4 x 5	10	280
30 BENDEL 051	4 x 7	10	240
30 BENDEL 052	5 x 10	10	200
30 BENDEL 053	4 x 15	10	120
30 BENDEL 054	4 x 20	10	120
30 BENDEL 055	10 x 10	27	243
30 BENDEL 056	10 x 15	18	162



CLIP FERMABENDE NON STERILE

Clip fermabende elastico con estremità metalliche, evita l'uso di adesivo ed è facilmente riposizionabile. Assicura un fissaggio forte e stabile e si applica su ogni tipo di bendaggio. Disponibile nei colori bianco e pelle. Confezione: sfusi in box.

CODICE	COLORE	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 CLIP BIAN	BIANCO	100	3000
30 CLIP CAR	PELLE	100	3000

BENDAGGI



BENDA ELASTICA A CORTA ESTENSIBILITA' NON STERILE

27 FILI /CMQ
ALLUNGAMENTO 50%

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 62% cotone – 38% poliammide. Peso 66 gr/mq.
Colore naturale, confezionata in box multiplo da 10 pezzi.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDEL 001	5 x 6	10	400
30 BENDEL 002	5 x 8	10	280
30 BENDEL 003	5 x 10	10	240
30 BENDEL 004	5 x 12	10	200
30 BENDEL 005	5 x 15	10	160
30 BENDEL 006	5 x 20	10	120



BENDA ELASTICA A CORTA ESTENSIBILITA' NON STERILE

ALLUNGAMENTO 40%

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 67% cotone – 33% poliammide.
Color pelle, con clips, confezionata in box singolo da 1 pezzo.

CODICE	MISURA (m x cm)	CLIP	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDEL 066	5 x 6	1	1	64
30 BENDEL 067	5 x 8	2	1	64
30 BENDEL 068	5 x 10	2	1	32
30 BENDEL 069	5 x 12	2	1	32



BENDA ELASTICA A CORTA ESTENSIBILITA' NON STERILE

ALLUNGAMENTO 82%

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 100% cotone.
Color pelle, con clips, confezionata in box singolo da 1 pezzo.

CODICE	MISURA (m x cm)	CLIP	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDEL 070	5 x 6	1	1	72
30 BENDEL 071	5 x 8	2	1	72
30 BENDEL 072	5 x 10	2	1	36
30 BENDEL 073	5 x 12	2	1	36



BENDA ELASTICA A COMPRESSIONE STANDARD NON STERILE

32 FILI/CMQ
ALLUNGAMENTO 120%

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 84% cotone – 7% poliammide – 9% poliuretano. Peso 96 gr/mq.
Lavabile, color pelle, con clips, confezionata in box singolo da 1 pezzo.

CODICE	MISURA (m x cm)	CLIP	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDEL 046	7 x 6	1	1	36
30 BENDEL 047	7 x 8	2	1	30
30 BENDEL 048	7 x 10	2	1	27
30 BENDEL 049	7 x 12	3	1	27



BENDA ELASTICA A COMPRESSIONE FORTE NON STERILE

42 FILI/CMQ
ALLUNGAMENTO 140%

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 90% cotone – 10% poliuretano. Peso 132 gr/mq.
Lavabile, color pelle, con clips, confezionata in box singolo da 1 pezzo.

CODICE	MISURA (m x cm)	CLIP	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDELAS 7X6	7 x 6	1	1	45
30 BENDELAS 7X8	7 x 8	2	1	45
30 BENDELA 7X10	7 x 10	2	1	30
30 BENDELA 7X12	7 x 12	3	1	32



BENDA BIELASTICA DI FISSAGGIO NON STERILE

ALLUNGAMENTO 100%
NEI DUE SENSI

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 60% viscosa – 40% poliammide. Peso 29 gr/mq.
Colore bianco, confezionata singolarmente in cellophane.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDBIEL 005	4 x 5	25	550
30 BENDBIEL 006	4 x 7	25	400
30 BENDBIEL 007	4 x 10	25	300
30 BENDBIEL 008	4 x 15	25	200
30 BENDBIEL 009	4 x 20	25	150



BENDA BIELASTICA DI FISSAGGIO

NON STERILE

TESSUTA A MAGLIA

**ALLUNGAMENTO 170%
NEI DUE SENSI**

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 90% viscosa – 6% poliuretano - 4% poliammide. Peso 100 gr/mq.
Color bianco, con clips, confezionata in box multiplo da 10 pezzi.

CODICE	MISURA (m x cm)	CLIP	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDBIEL 010	4,5 x 5	1	10	400
30 BENDBIEL 011	4,5 x 7,5	2	10	280
30 BENDBIEL 012	4,5 x 10	2	10	240
30 BENDBIEL 013	4,5 x 15	3	10	160



BENDA BIELASTICA A COMPRESSIONE LEGGERA

NON STERILE

CON LINEA GUIDA CENTRALE

**ALLUNGAMENTO 170%
NEI DUE SENSI**

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 85% viscosa – 8% poliuretano - 7% poliammide. Peso 120 gr/mq.
Colore bianco, con clips, confezionata in box multiplo da 10 pezzi. Con linea guida centrale.

CODICE	MISURA (m x cm)	CLIP	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDBIEL 014	4,5 x 5	1	10	400
30 BENDBIEL 015	4,5 x 7,5	2	10	280
30 BENDBIEL 016	4,5 x 10	2	10	240
30 BENDBIEL 017	4,5 x 15	3	10	160



BENDA ELASTICA COESIVA NON STERILE

ALLUNGAMENTO 115%

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 36% cotone – 36% viscosa - 28% poliammide. Peso 100 gr/mq.
Colore bianco, confezionata in box singolo da 1 pezzo.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDEL 057	4 x 4	1	72
30 BENDEL 058	4 x 6	1	72
30 BENDEL 059	4 x 8	1	72
30 BENDEL 060	4 x 10	1	36
30 BENDEL 061	4 x 12	1	36
30 BENDEL 062	20 x 6	1	16
30 BENDEL 063	20 x 8	1	12
30 BENDEL 064	20 x 10	1	10
30 BENDEL 065	20 x 12	1	10



BENDA ELASTICA ADESIVA ALL'OSSIDO DI ZINCO NON STERILE

ALLUNGAMENTO 80%

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 85% cotone – 15% viscosa. Peso 161 gr/mq.
Massa adesiva in caucciù naturale e ossido di zinco.
Color pelle, confezionata singolarmente in cellophane, in box singolo da 1 pezzo.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDADES 001	4,5 x 6	1	72
30 BENDADES 002	4,5 x 8	1	72
30 BENDADES 003	4,5 x 10	1	36



BENDA GESSATA A PRESA RAPIDA NON STERILE

PESO 450 GR/MQ

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: garza di cotone impregnata con gesso all' 88% di solfato di calcio.
Colore bianco, confezionata singolarmente in film di polietilene.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 GES 26	2 x 6	Sfuse	20
30 GES 310	3 x 10	Sfuse	20
30 GES 315	3 x 15	Sfuse	20
30 GES 320	3 x 20	Sfuse	30



TELO TRIANGOLARE DI SOSTEGNO NON STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Bendaggio triangolare per il sostegno dell'avambraccio.
Disponibile in tessuto 100% cotone o in TNT 100% polipropilene.
Colore bianco, confezionato singolarmente in sacchetto di polietilene.

CODICE	MATERIALE	MISURA (cm x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 TLN 001	100% cotone	96 x 96 x 135	1	500
30 TLN 002	100 % PP	96 x 96 x 134	1	600

BENDAGGI



RETE TUBOLARE ELASTICA NON STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 38% poliestere – 35% poliammide – 27% lattice.

Ideale per trattenere garze o medicazioni è versatile e si adatta a tutte le parti del corpo.

La pratica scatola dispenser permette di estrarre la rete con facilità e garantisce l'igiene.

Colore bianco, confezionata singolarmente in box dispenser.

CODICE	CALIBRO	IMBALLO PRIMARIO (m x box)	IMBALLO SECONDARIO (box x scatola)
30 RETETUB 0	0	25 m	10
30 RETETUB 05	0,5	25 m	10
30 RETETUB 1	1	25 m	10
30 RETETUB 2	2	25 m	10
30 RETETUB 3	3	25 m	10
30 RETETUB 4	4	25 m	10
30 RETETUB 5	5	25 m	10
30 RETETUB 55	5,5	25 m	10
30 RETETUB 6	6	25 m	10
30 RETETUB 7	7	25 m	10
30 RETETUB 8	8	25 m	10
30 RETETUB 9	9	25 m	10
30 RETETUB 10	10	25 m	10

Calibro	Lunghezza in tensione (m)	Calibro	Lunghezza in tensione (m)
0	25	5,5	25
0,5	25	6	25
1	25	7	25
2	25	8	25
3	25	9	25
4	25	10	25
5	25		



MAGLIA TUBOLARE ELASTICA NON STERILE

**ESTENSIBILE IN LARGHEZZA
SENZA CUCITURE**

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 67%cotone – 33% viscosa.

Indemagliabile, con grande estensione in larghezza e minima in lunghezza.

Ideale per fissaggio e protezione di medicazioni o come maglia sottogesso, ottima compatibilità cutanea.

Colore bianco, confezionata singolarmente in box dispenser.

CODICE	CALIBRO (mt x cm)	IMBALLO PRIMARIO (mt x box)	IMBALLO SECONDARIO (box x scatola)
30 BTE 001	20 mt x 1,5 cm	1	20
30 BTE 002	20 mt x 2,5 cm	1	12
30 BTE 003	20 mt x 3,5 cm	1	10
30 BTE 004	20 mt x 5,5 cm	1	6
30 BTE 005	20 mt x 6,5 cm	1	5
30 BTE 006	20 mt x 7 cm	1	5
30 BTE 007	20 mt x 9 cm	1	4
30 BTE 008	20 mt x 12 cm	1	3
30 BTE 009	10 mt x 16 cm	1	18
30 BTE 010	10 mt x 21 cm	1	8
30 BTE 011	20 mt x 4 cm	1	8
30 BTE 012	20 mt x 6 cm	1	6
30 BTE 013	20 mt x 8 cm	1	4
30 BTE 014	20 mt x 10 cm	1	3



MEDICAZIONE TUBOLARE PER DITO STERILE

APPLICABILE SULLA FERITA

DISPOSITIVO MEDICO DI CALSSE I STERILE
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Medicazione sterile per dito pronta all'uso, dotata di lacci per il fissaggio al polso.

Costituita da una guaina in cotone e da una morbida imbottitura interna assorbente.

Colore bianco, confezionata singolarmente in busta sterile.

CODICE	MISURA (cm x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pz x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 MDC 001	piccola	100	1000
30 MDC 002	media	100	1000
30 MDC 003	grande	100	1000



MAGLIA TUBOLARE DI GARZA NON STERILE

**ESTENSIBILE IN LARGHEZZA
SENZA CUCITURE**

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 100% cotone. Indemagliabile, con grande estensione in larghezza.
Ideale come fissaggio e protezione di medicazioni o come maglia sottogesso, ottima compatibilità cutanea. Colore naturale, rotolo da 4 metri confezionato singolarmente in cellophane.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 BENDTUB 46	4 x 6	54	486
30 BENDTUB 48	4 x 8	36	324
30 BENDTUB 410	4 x 10	30	270
30 BENDTUB 412	4 x 12	24	216
30 BENDTUB 415	4 x 15	18	162
30 BENDTUB 420	4 x 20	15	135



MAGLIA TUBOLARE IN JERSEY NON STERILE

400 G/MQ

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione 100% cotone. Per il tipo di costruzione del prodotto le dimensioni sono approssimative.
Ideale come protezione cutanea da apparecchi gessati o bendaggi.
Colore naturale, rotolo da 25 mt confezionato singolarmente in sacchetto di cellophane.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 MAGTUB 253	25 x 3	1	10
30 MAGTUB 255	25 x 5	1	20
30 MAGTUB 257	25 x 7	1	12
30 MAGTUB 2510	25 x 10	1	8
30 MAGTUB 2512	25 x 12	1	6
30 MAGTUB 2515	25 x 15	1	3
30 MAGTUB 2520	25 x 20	1	2
30 MAGTUB 2525	25 x 25	1	2
30 MAGTUB 2530	25 x 30	1	3



STOCKINETTE IN MAGLIA TUBOLARE

STERILE

**BUSTA DOPPIA
1 PEZZO**

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I STERILE
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Composizione: 100% cotone.

Arrotolato e già cucito in punta è pronto da indossare. Ha ottime caratteristiche di compatibilità cutanea.

Colore naturale, confezionato singolarmente in doppia busta sterile peel-open.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
30 MAGTUB 15D	1 x 5	40	240
30 MAGTUB 175D	1 x 7,5	40	240
30 MAGTUB 1310D	1,3 x 10	20	120
30 MAGTUB 1415D	1,4 x 15	15	90
30 MAGTUB 142D	1,4 x 20	15	90



SET APPLICATORI PER BENDAGGI TUBOLARI NON STERILE

Set applicatori dei bendaggi tubolari in sei diametri diversi, facilitano l'applicazione e sono adatti per bendaggi dal dito alla coscia.

Composizione: acciaio inossidabile non magnetico. Confezione: 1 set per box.

CODICE	MISURA	DIAMETRO SUP. cm	DIAMETRO INF. cm	ALTEZZA cm	IMBALLO SECONDARIO (box x scatola)
30 APL 001	1	5	5	15	1
	2	8	8	15	
	3	10	10	15	
	4	12	12	15	
	5	16	16	15	
	6	18	20	15	