

MEDICAZIONI ADESIVE - CEROTTI

MEDICAZIONE ADESIVA IN TNT CON COMPRESSA CENTRALE	pag. 48
MEDICAZIONE ADESIVA IN POLIURETANO CON COMPRESSA CENTRALE	pag. 48
MEDICAZIONE ADESIVA IN TNT DA TAGLIARE	pag. 49
MEDICAZIONE ADESIVA IN POLIURETANO	pag. 49
ROTOLO ADESIVO IN TNT	pag. 50
FERMACANNULA IN TNT	pag. 50
FERMACANNULA IN TNT CON TAMPONE DOPPIO	pag. 51
FERMACANNULA IN POLIURETANO	pag. 51
COMPRESSA OCULARE	pag. 52
OCCLUSORE PER TERAPIE ORTOTTICHE	pag. 52
CEROTTI STRIPS	pag. 53
CEROTTI STRIPS EMOSTATICI	pag. 53
CEROTTO SU TELA ALL'OSSIDO DI ZINCO	pag. 54
CEROTTO SU SETA ARTIFICIALE ALL'OSSIDO DI ZINCO	pag. 54
CEROTTO IPOALLERGENICO SU SETA ARTIFICIALE	pag. 55
CEROTTO IPOALLERGENICO SU TNT	pag. 55
CEROTTO IPOALLERGENICO SU SUPPORTO TRASPARENTE	pag. 56
CEROTTO ADESIVO PER BENDAGGI FUNZIONALI	pag. 56

MEDICAZIONI ADESIVE



MEDICAZIONE ADESIVA IN TNT

STERILE


CON COMPRESSA CENTRALE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I STERILE
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Medicazione sterile adesiva, pronta all'uso. Su supporto di TNT traspirante e ipoallergenico, con compressa centrale assorbente e non aderente alla ferita.

Confezione: busta sterile peel-open.

CODICE	MISURA (cm x cm)	BUSTA	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 340	5 x 7	1 pezzo	100	1200
35 CER 342	8 x 10	1 pezzo	50	300
35 CER 344	10 x 10	1 pezzo	50	300
35 CER 346	10 x 15	1 pezzo	50	300
35 CER 348	10 x 20	1 pezzo	50	300
35 CER 350	10 x 25	1 pezzo	25	150
35 CER 352	10 x 30	1 pezzo	25	150
35 CER 354	10 x 35	1 pezzo	25	150



MEDICAZIONE ADESIVA IN POLIURETANO

STERILE

CON COMPRESSA CENTRALE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I STERILE
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Medicazione adesiva sterile su supporto di poliuretano, impermeabile all'acqua ma traspirante.

Estremamente elastica si adatta bene a tutte le parti del corpo.

Adesivo ipoallergenico e compressa centrale altamente assorbente, non aderente alla ferita.

Confezione: busta sterile peel-open.

CODICE	MISURA (cm x cm)	BUSTA	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 840	5 x 7,2	1 pezzo	100	1200
35 CER 847	6 x 8	1 pezzo	50	300
35 CER 841	6 x 10	1 pezzo	50	300
35 CER 844	10 x 10	1 pezzo	50	300
35 CER 845	10 x 12,5	1 pezzo	50	300
35 CER 846	10 x 15	1 pezzo	50	300
35 CER 850	10 x 25	1 pezzo	25	150

MEDICAZIONI ADESIVE



MEDICAZIONE ADESIVA IN TNT DA TAGLIARE NON STERILE

COMPRESSA CENTRALE CONTINUA

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42 /CEE

Rotolo di medicazione adesiva da tagliare estensibile, con compressa centrale continua ad elevato potere assorbente. Supporto di TNT traspirante ipollergenico, particolarmente indicata per pelli sensibili, si toglie senza dolore. Confezione: rotolo in box.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 360	5 x 4	1	18
35 CER 362	5 x 6	1	12
35 CER 364	5 x 8	1	10



MEDICAZIONE ADESIVA IN POLIURETANO STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I STERILE
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42 /CEE

Film sottile di poliuretano adesivo sterile. Impermeabile all'acqua ma traspirante. Estremamente elastica si adatta bene a tutte le parti del corpo. Adesivo ipoallergenico. Confezione: busta sterile peel-open.

CODICE	MISURA (cm x cm)	BUSTA	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 870	5 x 7,2	1 pezzo	100	1.200
35 CER 877	6 x 8	1 pezzo	50	300
35 CER 875	10 x 12,5	1 pezzo	50	300

MEDICAZIONI ADESIVE



ROTOLO ADESIVO IN TNT NON STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Rotolo adesivo ipoallergenico, in TNT estensibile e traspirante per il fissaggio delle medicazioni.
Confezione: rotolo in box.

CODICE	MISURA (m x cm)	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 330	10 x 5	1	96
35 CER 332	10 x 10	1	48
35 CER 334	10 x 15	1	36
35 CER 336	10 x 20	1	24
35 CER 338	10 x 30	1	12



FERMACANNULA IN TNT STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I STERILE
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Dispositivo adesivo sterile per il fissaggio di aghicannula e cateteri, su TNT traspirante e ipoallergenico, con compressa centrale assorbente ed antiaderente.
Confezione: busta sterile peel-open.

CODICE	MISURA (cm x cm)	BUSTA	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 400	8 x 5,8	1 pezzo	50	2400

MEDICAZIONI ADESIVE



FERMACANNULA IN TNT CON TAMPONE DOPPIO

STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I STERILE
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Dispositivo adesivo sterile per il fissaggio di aghicannula e cateteri, su TNT traspirante e ipoallergenico, con compressa centrale assorbente, antiaderente, di spessore doppio.

Confezione: busta sterile peel-open.

CODICE	MISURA (cm x cm)	BUSTA	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 401	8 x 5,8	1 pezzo	50	2400



FERMACANNULA IN POLIURETANO

STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I STERILE
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Dispositivo adesivo sterile per il fissaggio di aghicannula e cateteri, su film di poliuretano trasparente impermeabile e traspirante, con compressa centrale assorbente ed antiaderente. Ottima adattabilità.

Confezione: busta sterile peel-open.

CODICE	MISURA (cm x cm)	BUSTA	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 402	8 x 5,8	1 pezzo	50	2400

MEDICAZIONI ADESIVE




COMPRESSA OCULARE STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I STERILE
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Medicazione oculare adesiva sterile con tampone ad elevato potere assorbente. Su supporto in TNT bianco, ipoallergenico e traspirante, permette una sicura e confortevole applicazione.

Confezione: busta sterile peel-open.

CODICE	MISURA (cm x cm)	BUSTA	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 314	6,5 x 9,5	1 pezzo	50	300



OCCLUSORE PER TERAPIE ORTOTTICHE NON STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Cerotto oculare occlusivo coadiuvante nella terapia ortottica. Supporto in TNT estensibile e traspirante, cuscinetto morbido appositamente studiato per un'ottimale oscuramento della vista, indicata per pelli sensibili, si toglie senza dolore. Confezione: busta sterile peel-open.

CODICE	MISURA (cm x cm)	COLORE	BUSTA	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 252	6 x 4,8	Pelle	1 pezzo	21	1176
35 CER 254	7,2 x 5,6	Pelle	1 pezzo	21	1260

CEROTTI



CEROTTI STRIPS NON STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE


Cerotti ipoallergenici, aerati, resistenti all'acqua. La parte assorbente non si attacca alla ferita e la rimozione è indolore. Disponibile su supporto in film plastico antisettico o TNT ideale per pelli sensibili. Confezione: busta peel-open.

CEROTTI SU FILM

CODICE	MISURA (mm x mm)	BUSTA	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 220	19 x 76	1 pezzo	100	10000
35 CER 222	19 x 76	1 pezzo	500	10000
35 CER 226	20 x 20	1 pezzo	250	25000

CEROTTI SU TNT

CODICE	MISURA (mm x mm)	BUSTA	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 232	19 x 72	1 pezzo	20	2000
35 CER 234	ASSORTITI	1 pezzo	40	3200



CEROTTI STRIPS EMOSTATICI STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I STERILE
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Cerotti con tampone emostatico, ipoallergenici e resistenti all'acqua. La parte assorbente non si attacca alla ferita e la rimozione è indolore. Confezione: busta sterile peel-open.

CODICE	MISURA (mm x mm)	BUSTA	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 260	19 x 72	1	12	1200
35 CER 262	ASSORTITI	1	15	1500



CEROTTO SU TELA BIANCA ALL'OSSIDO DI ZINCO NON STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Cerotto su tela con adesivo all'ossido di zinco, dermatofilo e ipoallergenico. Molto resistente e con elevato potere adesivo, si adatta a tutte le parti del corpo.

Confezione: rocchetti in box.

CODICE	MISURA (mt x cm)	COLORE	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 160	5 x 1,25	bianco	15	450
35 CER 162	5 x 2,50	bianco	10	300
35 CER 164	5 x 5,00	bianco	5	150
35 CER 168	5 x 10,00	bianco	3	90



CEROTTO SU SETA ARTIFICIALE ALL'OSSIDO DI ZINCO NON STERILE


DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Cerotto su seta artificiale con adesivo all'ossido di zinco. Particolarmente adatto all'uso specialistico: sala operatoria, reparti a rischio ed applicazioni particolari. Elevato potere adesivo iniziale e nel tempo.

Confezione: rocchetti in box.

CODICE	MISURA (mt x cm)	COLORE	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 172	9,14 x 1,25	Bianco	15	450
35 CER 174	9,14 x 2,50	Bianco	10	300
35 CER 176	9,14 x 5,00	Bianco	5	150

CEROTTI




CEROTTO IPOALLERGENICO SU SETA ARTIFICIALE NON STERILE

PER PELLI SENSIBILI

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Cerotto su seta artificiale, ipoallergenico è ben tollerato dalla pelle e indicato per pelli sensibili. Ha un buon potere adesivo iniziale e nel tempo e la rimozione è indolore. Confezione: rocchetti in box.

CODICE	MISURA (mt x cm)	COLORE	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 194	9,14 x 1,25	Bianco	15	450
35 CER 196	9,14 x 2,50	Bianco	10	300
35 CER 198	9,14 x 5,00	Bianco	5	150



CEROTTO IPOALLERGENICO SU TNT NON STERILE

PER PELLI MOLTO SENSIBILI

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Cerotto su TNT, ipoallergenico è molto ben tollerato e indicato per pelli estremamente sensibili. Ha un buon potere adesivo iniziale e nel tempo e la rimozione è indolore. Confezione: rocchetti in box.

CODICE	MISURA (mt x cm)	COLORE	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 182	9,14 x 1,25	bianco	15	450
35 CER 184	9,14 x 2,50	bianco	10	300
35 CER 186	9,14 x 5,00	bianco	5	150



CEROTTO IPOALLERGENICO SU SUPPORTO TRASPARENTE NON STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93 / 42 / CEE

Cerotto adesivo trasparente e poroso che permette una completa visibilità della superficie coperta. Fissaggio adatto ad ogni tipo di medicazione. Per pelli sensibili. Rimozione indolore. Confezione: rocchetti in box.

CODICE	MISURA (mt x cm)	COLORE	IMBALLO PRIMARIO (pezzi x box)	IMBALLO SECONDARIO (pezzi x scatola)
35 CER 202	9,14 x 1,25	bianco	15	450
35 CER 204	9,14 x 2,50	bianco	10	300
35 CER 206	9,14 x 5,00	bianco	5	150



CEROTTO ADESIVO PER BENDAGGI FUNZIONALI NON STERILE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Cerotto in nastro su tela per bendaggi funzionali, e sportivi. Non elastico, si applica sulla pelle integra evitando eccessiva tensione nella fasciatura. Confezione: rotoli in scatola.

CODICE	MISURA (mt x cm)	COLORE	IMBALLO (pezzi x scatola)
35 CER 390	14 x 2,5	bianco	48
35 CER 392	14 x 3,8	bianco	30
35 CER 394	14 x 5,0	bianco	24