

ABBIGLIAMENTO MONOUSO

CAMICE VISITATORE	pag. 92
TUTA CON CAPPuccio	pag. 92
GREMBIULI	pag. 93
MASCHERINA IN CELLULOSA	pag. 93
CUFFIA ROTONDA	pag. 94
MANICHETTE CON POLSINO	pag. 94
COPRISCARPE	pag. 95

ABBIGLIAMENTO MONOUSO



CAMICE VISITATORE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Camice visitatore con apertura anteriore in tnt spunbond 40 gr/mq, colore bianco, colletto a camicia, apertura anteriore, chiusura con quattro bottoni a pressione, lunghezza cm 100, larghezza cm 130

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLO (pz x scatola)
18 CAM 001	Camice visitatore in tnt spunbond	50



TUTA CON CAPPuccio

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Tuta con cappuccio, cerniera di chiusura, elastici ai polsi, alle caviglie e in vita.
Realizzata in TNT spunbond bianco 40 gr/mq.

CODICE	MISURA	IMBALLO (pz x scatola)
18 TUT 001	Misura L	100
18 TUT 002	Misura XL	100

ABBIGLIAMENTO MONOUSO



GREMBIULE

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Grembiuli di protezione per garantire igiene e pulizia degli operatori, in polietilene, TNT impermeabile o idrorepellente. Disponibile anche sterile.

CODICE	MATERIALE	COLORE	IMBALLO (pz x scatola)
18 GREM 001	polietilene leggero gofrato, fustellato	Bianco	500
18 GREM 104	polietilene pesante con bordi e lacci in tnt	Bianco	500
18 GREM 004	tnt sms monopezzo idrorepellente	Bianco	100
18 GREM 002	tnt impermeabile	Verde	500
18 GREM 003	tnt impermeabile sterile	Verde	200



MASCHERINA IN CELLULOSA

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Mascherina monouso igienica, in cellulosa bianca con elastici auricolari, disponibile a uno o due veli. Confezione: box da 100 pz.

CODICE	DESCRIZIONE	IMBALLO PRIMARIO (pz x box)	IMBALLO SECONDARIO (pz x scatola)
10 MKE MON CAR	monovelo	100	5000
10 MKE MON CAR2	doppio velo	100	5000

ABBIGLIAMENTO MONOUSO



CUFFIA ROTONDA

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Cuffia rotonda monouso con elastico circolare in TNT o chicope traforato.

CODICE	MATERIALE	COLORE	IMBALLO (pz x scatola)
18 CPL 105	tnt spundbond	bianco	1000
18 CPL 100	tnt spundbond	verde	1000
18 CPL 106	tnt spundbond	azzurro	1000
18 CPL 107	tnt chicope traforato	azzurro	500



MANICHETTE CON POLSINO

NON STERILI

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

DISPONIBILI ANCHE **STERILI**

DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I STERILE
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Manichette impermeabili con polsino in TNT, disponibile anche in versione sterile.

Confezione non sterili: sfuse in scatola

Confezione sterili: un paio in busta sterile peel-open.

CODICE	MATERIALE	STERILE	IMBALLO (pz x scatola)
18 MAN 000	tnt impermeabile	No	250 pezzi
18 MAN 005	tnt impermeabile	Si	100 paia

ABBIGLIAMENTO MONOUSO

COPRISCARPE



DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE I
IN ADESIONE ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE

Copriscarpe monouso con elastico alla caviglia disponibile in polietilene CPE, TNT spundbond normale o antiscivolo, e in TNT impermeabile.

CODICE	MATERIALE	COLORE	IMBALLO (pz x scatola)
18 COP 105	polietilene goffrato CPE	Azzurro	2500
18 COP 100	tnt spundbond	Verde	1000
18 COP 001	tnt spundbond antiscivolo	Azzurro	1000
18 COP 002	tnt impermeabile	Verde	1000