


Accessori campo operatorio

TELO PER INCISIONE CHIRURGICA INCISION FILM

Telo adesivo trasparente per incisione chirurgica alta flessibilità e conformabilità alle forme anatomiche adesivo a base acrilica, biocompatibile e atossico impermeabile ai fluidi e ai microrganismi permeabile al vapore acqueo ed ai gas pellicola di protezione per facilitare il posizionamento.

Busta carta/film. Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	DIMENSIONI	CONFEZIONE
20ACC018S	poliuretano	cm 15 x 25	50 pz
20ACC019S	poliuretano	cm 25 x 30	50 pz
20ACC020S	poliuretano	cm 35 x 40	25 pz
20ACC021S	poliuretano	cm 45 x 50	25 pz
20ACC022S	poliuretano	cm 60 x 75	20 pz
20ACC023S	poliuretano	cm 65 x 90	20 pz
20ACC024S	poliuretano	cm 90 x 95	20 pz

STRISCIA ADESIVA

Striscia adesiva cm 10 x 50.

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20ACC001S	TNT assorbente	500 pz
20ACC002S	TNT idrorepellente	500 pz




PASSACAVI IN VELCRO

Passacavi in velcro adesivo cm 2 x 20.

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20ACC025S	velcro	500 pz



TASCA ADESIVA AD UNO SCOMPARTO

Tasca adesiva cm 50 x 70 ad uno scomparto con barra modellabile per apertura facilitata.

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	COLORE	CONFEZIONE
20ACC003S	polietilene 100 µ	trasparente	200 pz
20ACC004S	TNT impermeabile	verde	200 pz




TASCA ADESIVA A DUE SCOMPARTI

Tasca adesiva cm 40 x 35 a due scomparti di cm 17 x 35 e cm 23 x 35.

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	COLORE	CONFEZIONE
20ACC005S	polietilene 100 µ	trasparente	300 pz
20ACC006S	TNT impermeabile	verde	300 pz




TASCA ADESIVA CONTAGARZE

Tasca adesiva contagarze cm 50 x 60 a 10 scomparti.

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20ACC026S	polietilene 80 µ	200 pz




SACCA RACCOLTA LIQUIDI

Sacca adesiva per raccolta liquidi con valvola di scarico barra metallica per apertura facilitata.

Disponibile con e senza filtro.

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	DIMENSIONI	FILTRO	CONFEZIONE
20ACC008S	polietilene 100 µ	cm 50 x 50	no	100 pz
20ACC027S	polietilene 100 µ	cm 88 x 70	si	100 pz



STOCKINETTE

Stockinette di colore azzurro
parte interna in maglina di cotone
parte esterna in poliuretano impermeabile.

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	DIMENSIONI	CONFEZIONE
20ACC009S	poliuretano impermeabile + maglina di cotone	cm 22 x 75	40 pz
20ACC010S	poliuretano impermeabile + maglina di cotone	cm 22 x 100	40 pz
20ACC011S	poliuretano impermeabile + maglina di cotone	cm 30 x 120	40 pz



GAMBALE SAGOMATO PER ARTROSCOPIA

Gambale sagomato per artroscopia cm 50 x 100.

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	COLORE	CONFEZIONE
20ACC012S	TNT impermeabile	verde	100 pz
20ACC013S	TNT idrorep. spunlaced	azzurro	100 pz





GAMBALI RETTANGOLARI PER UROLOGIA E GINECOLOGIA

Coppia di gambali rettangolari cm 75 x 110
per urologia e ginecologia.

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	COLORE	CONFEZIONE
20ACC014S	TNT impermeabile	verde	50 paia
20ACC015S	TNT idrorep. spunlaced	azzurro	50 paia



MANICHETTE CON POLSINO

Manichetta lunghezza cm 50
polsino in maglina di cotone cm 8
elastico al gomito.

Disponibile anche sterile. Busta carta/film.

CODICE	COMPOSIZIONE	STERILE	CONFEZIONE
18MAN000	TNT impermeabile	no	250 pz
18MAN000S	TNT impermeabile	si	100 paia




PANTALONE PER COLONSCOPIA

Pantalone per colonscopia con elastico in vita
apertura posteriore con velcro.
Taglia unica: lunghezza cm 110.

Busta singola in polietilene.

CODICE	COMPOSIZIONE	COLORE	CONFEZIONE
20ACC028S	TNT idrorepellente SMS	azzurro	100 pz



GREMBIULE

CODICE	COMPOSIZIONE	COLORE	STERILE	CONFEZIONE
18GREM004	TNT idrorep. SMS, fustellato	bianco	no	100 pz
18GREM001	polietilene gofrato, fustellato	bianco	no	500 pz
18GREM104	polietilene, bordi e lacci in TNT	bianco	no	500 pz
18GREM002	TNT impermeabile	verde	no	500 pz
18GREM003	TNT impermeabile	verde	si	200 pz



GREMBIULE CON MANICHE PER AUTOPSIA

Grembiule con maniche per autopsia
allacciatura posteriore
foro passapollice.
Taglia unica: lunghezza cm 150, larghezza cm 95.


Busta singola in polietilene.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
18GREM005	polietilene CPE	100 pz



TAPPETINO DECONTAMINANTE

Tappetino decontaminante con indicatore numerico.
Colore blu.




CODICE	COMPOSIZIONE	DIMENSIONI	STRATI	CONFEZIONE
33TAP001	polietilene	cm 45 x 115	30	8 pz
33TAP002	polietilene	cm 60 x 115	30	8 pz
33TAP003	polietilene	cm 90 x 115	30	8 pz

FEDERA COPRICUSCINO



CODICE	COMPOSIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	CONFEZIONE
33FED002	TNT polipropilene	cm 50 x 80	bianco	200 pz
33FED003	TNT polipropilene	cm 50 x 70	verde	200 pz



LENZUOLO PER LETTO

CODICE	COMPOSIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	CONFEZIONE
33LNZ001	TNT polipropilene	cm 140 x 240	bianco	50 pz
33LNZ003	TNT polipropilene	cm 100 x 240	verde	100 pz

LENZUOLO PER BARELLA

CODICE	COMPOSIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	CONFEZIONE
33LNZ004	TNT polipropilene	cm 70 x 200	bianco	100 pz

LENZUOLO PEDIATRICO

CODICE	COMPOSIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	CONFEZIONE
33LNZ005	TNT polipropilene	cm 70 x 120	bianco	200 pz

SALVIETTINA IGIENICA PIEGATA AD "N"

Salviettina igienica cm 32 x 38
piegata ad N per un'apertura facilitata
in pacco dispenser da 50 pezzi.



CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
33SAL3238D	dry-paper	1000 pz

SALVIETTA

CODICE	COMPOSIZIONE	DIMENSIONI	COLORE	CONFEZIONE
33SAL001	panno carta	cm 30 x 40	bianco	1000 pz
33SAL002	TNT idrorep. spunlaced	cm 30 x 40	bianco	1000 pz
33SAL003	panno carta	cm 40 x 50	bianco	1000 pz
33SAL004	TNT idrorep. spunlaced	cm 40 x 50	bianco	500 pz
33SAL005	panno carta	cm 50 x 80	bianco	1000 pz
33SAL006	TNT idrorep. spunlaced	cm 50 x 80	bianco	1000 pz



COPERTA TERMICA D'EMERGENZA

Coperta termica d'emergenza nelle versioni:

- argento/argento per la protezione dal caldo
- argento/oro per la protezione da caldo e freddo.

Busta singola in polietilene.

CODICE	TIPO	DIMENSIONI	CONFEZIONE
37COTER140220	argento/argento	cm 140 x 220	500 pz
37COTER160210	argento/oro	cm 160 x 210	200 pz



TELO TERMICO

Telo termico anti-ipotermia.

Busta singola in polietilene.

CODICE	COMPOSIZIONE	DIMENSIONI	CONFEZIONE
37COTER001	TNT + film metallizzato	cm 75 x 90	144 pz
37COTER002	TNT + film metallizzato	cm 120 x 150	50 pz
37COTER003	TNT + film metallizzato	cm 150 x 210	34 pz

