


Chirurgia toracica, vascolare, emodinamica

TELO PER CHIRURGIA TORACICA

Telo a T per chirurgia toracica cm 280/200 x 310
fenestratura addominale adesiva cm 40 x 40
rinforzo superassorbente cm 90 x 100
passacavi in velcro.

Disponibile con incision film.

Avvolto in foglio sterilitec. Busta tyvek/polietilene.
Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	INCISION FILM	CONFEZIONE
20TLN290S	TNT idrorep. spunlaced	no	10 pz
20TLN291S	TNT idrorepellente SMS	no	10 pz
20TLN292S	TNT idrorep. spunlaced	si	10 pz
20TLN293S	TNT idrorepellente SMS	si	10 pz

SET PER CHIRURGIA TORACICA

Set per chirurgia toracica composto da:

- 1 telo a T per chirurgia toracica cm 280/200 x 310
fenestratura addominale adesiva cm 40 x 40
rinforzo superassorbente cm 90 x 100
passacavi in velcro.
Disponibile con incision film
- 2 teli cm 75 x 90 con lato adesivo
- 1 federa di Mayo tubolare cm 80 x 145
- 1 tasca adesiva cm 35 x 40 a due scomparti
- 2 strisce adesive cm 10 x 50
- 2 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio sterilitec. Busta tyvek/polietilene.
Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	INCISION FILM	CONFEZIONE
20SET103S	TNT idrorep. spunlaced	no	8 pz
20SET104S	TNT idrorepellente SMS	no	8 pz
20SET105S	TNT idrorep. spunlaced	si	8 pz
20SET106S	TNT idrorepellente SMS	si	8 pz

TELO PER BY-PASS

Telo per by-pass cm 240/180 x 350
 fenestratura addominale adesiva cm 40 x 75
 rinforzo superassorbente cm 90 x 100
 passacavi in velcro.

Disponibile con incision film.

Avvolto in foglio steriltex. Busta tyvek/polietilene.
 Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	INCISION FILM	CONFEZIONE
20TLN294S	TNT idrorep. spunlaced	si	10 pz
20TLN295S	TNT idrorepellente SMS	si	10 pz
20TLN296S	TNT idrorep. spunlaced	no	10 pz
20TLN297S	TNT idrorepellente SMS	no	10 pz

SET PER BY-PASS

Set per by-pass composto da:

- 1 telo per by-pass cm 240/180 x 350
 fenestratura addominale adesiva cm 40 x 75
 rinforzo superassorbente cm 90 x 100
 passacavi in velcro.
 Disponibile con incision film
- 2 teli cm 75 x 90 con lato adesivo
- 1 federa di Mayo tubolare cm 80 x 145
- 1 tasca adesiva cm 35 x 40 a due scomparti
- 2 strisce adesive cm 10 x 50
- 2 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltex. Busta tyvek/polietilene.
 Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	INCISION FILM	CONFEZIONE
20SET107S	TNT idrorep. spunlaced	si	8 pz
20SET108S	TNT idrorepellente SMS	si	8 pz
20SET109S	TNT idrorep. spunlaced	no	8 pz
20SET110S	TNT idrorepellente SMS	no	8 pz

Chirurgia toracica, vascolare, emodinamica

TELO PER CHIRURGIA VALVOLARE

Telo per chirurgia valvolare cm 240/180 x 350
fenestratura toracica cm 35 x 35 con incision film
accessi femorali cm 13 x 30 con incision film
rinforzo superassorbente
passacavi in velcro.

Avvolto in foglio steriltext. Busta carta/film.
Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20TLN200S	TNT idrorep. spunlaced	10 pz
20TLN201S	TNT idrorepellente SMS	10 pz

SET PER CHIRURGIA VALVOLARE

Set per chirurgia valvolare composto da:

- 1 telo per chirurgia valvolare cm 240/180 x 350
fenestratura toracica cm 35 x 35 con incision film
accessi femorali cm 13 x 30 con incision film
rinforzo superassorbente
passacavi in velcro
- 2 teli cm 75 x 90 con lato adesivo
- 1 federa di Mayo tubolare cm 80 x 145
- 1 tasca adesiva cm 35 x 40 a due scomparti
- 2 strisce adesive cm 10 x 50
- 2 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltext. Busta carta/film.
Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20SET111S	TNT idrorep. spunlaced	8 pz
20SET112S	TNT idrorepellente SMS	8 pz

Chirurgia toracica, vascolare, emodinamica

TELO CARDIOVASCOLARE

Telo cardiovascolare cm 240/180 x 350
 fenestratura toracica cm 35 x 35 con incision film
 accessi arti inferiori cm 27 x 105 con incision film
 rinforzi superassorbenti
 passacavi in velcro.

Avvolto in foglio sterilitec. Busta carta/film.
 Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20TLN198S	TNT idrorep. spunlaced	10 pz
20TLN199S	TNT idrorepellente SMS	10 pz

SET CARDIOVASCOLARE

Set cardiovascolare composto da:

- 1 telo cardiovascolare cm 240/180 x 350
 fenestratura toracica cm 35 x 35 con incision film
 accessi arti inferiori cm 27 x 105 con incision film
 rinforzi superassorbenti
 passacavi in velcro
- 1 telo cm 150 x 190
- 2 teli cm 75 x 90 con lato adesivo
- 1 telo cm 75 x 75 con lato adesivo
- 1 federa di Mayo tubolare cm 80 x 145
- 2 strisce adesive cm 10 x 50
- 2 passacavi in velcro
- 4 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio sterilitec. Busta tyvek/polietilene.
 Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20SET113S	TNT idrorep. spunlaced	8 pz
20SET114S	TNT idrorepellente SMS	8 pz

Chirurgia toracica, vascolare, emodinamica


SET PER VARICI

Set per varici composto da:

- 1 telo testa cm 160 x 180 con lato adesivo
- 1 telo piedi cm 160 x 180 in TNT impermeabile
- 2 teli laterali cm 75 x 120 con lato adesivo

Avvolto in foglio steriltext. Busta carta/film.
Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20SET043S	TNT triaccoppiato	10 pz




TELO PER APPLICAZIONE PACEMAKER

Telo per applicazione pacemaker cm 180 x 290
fenestratura adesiva cm 15 x 20 con incision film
rinforzo superassorbente cm 75 x 90.

Avvolto in foglio steriltext. Busta carta/film.
Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20TLN196S	TNT idrorep. spunlaced	25 pz
20TLN197S	TNT idrorepellente SMS	25 pz




TELO PER ANGIOGRAFIA BRACHIALE

Telo per angiografia brachiale cm 120 x 150
foro adesivo ovale cm 6 x 9 con incision film
rinforzo superassorbente cm 45 x 50.

Avvolto in foglio steriltext. Busta carta/film.
Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20TLN194S	TNT idrorep. spunlaced	30 pz
20TLN195S	TNT idrorepellente SMS	30 pz




TELO PER ANGIOGRAFIA FEMORALE

Telo per angiografia femorale cm 195 x 300
due fori adesivi ovali cm 6 x 9
rinforzo superassorbente cm 90 x 100.

Disponibile con incision film.

Avvolto in foglio steriltex. Busta carta/film.
Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	INCISION FILM	CONFEZIONE
20TLN188S	TNT idrorep. spunlaced	no	10 pz
20TLN189S	TNT idrorepellente SMS	no	10 pz
20TLN298S	TNT idrorep. spunlaced	si	10 pz
20TLN299S	TNT idrorepellente SMS	si	10 pz




**TELO PER ANGIOGRAFIA FEMORALE
CON BANDA LATERALE**

Telo per angiografia femorale cm 205 x 300
due fori adesivi ovali cm 6 x 9 con incision film
rinforzo superassorbente cm 90 x 100
banda laterale in polietilene trasparente.

Avvolto in foglio steriltex. Busta carta/film.
Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20TLN190S	TNT idrorep. spunlaced	10 pz
20TLN191S	TNT idrorepellente SMS	10 pz




**TELO PER ANGIOGRAFIA FEMORALE
CON DOPPIA BANDA LATERALE**

Telo per angiografia femorale cm 210 x 300
due fori adesivi ovali cm 6 x 9 con incision film
rinforzo superassorbente cm 90 x 100
doppia banda laterale in polietilene trasparente.

Avvolto in foglio steriltex. Busta carta/film.
Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20TLN192S	TNT idrorep. spunlaced	10 pz
20TLN193S	TNT idrorepellente SMS	10 pz



Chirurgia toracica, vascolare, emodinamica