


## Chirurgia del cranio

### TELO PER CRANIOTOMIA

Telo per craniotomia cm 240 x 355  
foro diametro cm 19 con incision film  
rinforzo superassorbente cm 75 x 90  
sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico  
barra modellabile per apertura facilitata.

Avvolto in foglio steriltext. Busta carta/film.  
Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20TLN202S	TNT idrorep. spunlaced	10 pz
20TLN203S	TNT idrorepellente SMS	10 pz




### SET PER CRANIOTOMIA I

Set per craniotomia composto da:

- 1 telo per craniotomia cm 240 x 355  
foro diametro cm 19 con incision film  
rinforzo superassorbente cm 75 x 90  
sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico  
barra modellabile per apertura facilitata
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200 avvolgente
- 1 federa di Mayo tubolare cm 80 x 145
- 1 tasca adesiva cm 40 x 35 a due scomparti
- 2 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltext. Busta carta/film.  
Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20SET117S	TNT idrorep. spunlaced	10 pz
20SET118S	TNT idrorepellente SMS	10 pz




**COPPIA TELI PER CRANIOTOMIA**

Coppia teli per craniotomia composto da:

- 1 telo per craniotomia cm 160 x 180 foro diametro cm 19 con incision film rinforzo superassorbente cm 75 x 90 sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico barra modellabile per apertura facilitata
- 1 telo cm 180 x 240

Avvolto in foglio steriltext. Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20SET119S	TNT idrorep. spunlaced	10 pz
20SET120S	TNT idrorepellente SMS	10 pz



**SET PER CRANIOTOMIA II**

Set per craniotomia composto da:

- 1 telo per craniotomia cm 160 x 180 foro diametro cm 19 con incision film rinforzo superassorbente cm 75 x 90 sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico barra modellabile per apertura facilitata
- 1 telo cm 180 x 240
- 2 teli cm 75 x 90 con lato adesivo
- 1 federa di Mayo tubolare cm 80 x 145
- 1 tasca adesiva cm 40 x 35 a due scomparti
- 2 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltext. Busta carta/film. Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20SET121S	TNT idrorep. spunlaced	8 pz
20SET122S	TNT idrorepellente SMS	8 pz

**TELO PER LAMINECTOMIA**

Telo per laminectomia cm 240/180 x 340  
 fenestratura cm 7 x 30 con incision film  
 passacavi in velcro.

Disponibile con rinforzo superassorbente.

Avvolto in foglio steriltext. Busta carta/film.  
 Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	RINFORZO	CONFEZIONE
20TLN303S	TNT triaccoppiato	-	10 pz
20TLN304S	TNT idrorep. spunlaced	cm 90 x 100	10 pz
20TLN305S	TNT idrorepellente SMS	cm 90 x 100	10 pz

**SET PER LAMINECTOMIA**

Set per laminectomia composto da:

- 1 telo per laminectomia cm 240/180 x 340 fenestratura cm 7 x 30 con incision film passacavi in velcro. Disponibile con rinforzo superassorbente
- 2 teli cm 75 x 90 con lato adesivo
- 1 federa di Mayo tubolare cm 80 x 145
- 1 tasca adesiva cm 40 x 35 a due scomparti
- 2 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltext. Busta carta/film.  
 Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	RINFORZO	CONFEZIONE
20SET123S	TNT triaccoppiato	-	10 pz
20SET124S	TNT idrorep. spunlaced	cm 90 x 100	10 pz
20SET125S	TNT idrorepellente SMS	cm 90 x 100	10 pz

**Chirurgia del cranio**