


Chirurgia generale

TELO PER LAPARATOMIA

Telo per laparatomia cm 180 x 300
fenestratura cm 10 x 25
zona adesiva cm 14 x 40.

Disponibile con incision film.

Avvolto in foglio steriltext. Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	INCISION FILM	BUSTA	CONFEZIONE
20TLN212S	TNT triaccoppiato	no	carta/film	10 pz
20TLN213S	TNT triaccoppiato	no	tyvek/polietilene	10 pz
20TLN214S	TNT triaccoppiato	si	carta/film	10 pz
20TLN215S	TNT triaccoppiato	si	tyvek/polietilene	10 pz

TELO PER LAPARATOMIA RINFORZATO

Telo per laparatomia cm 180 x 300
fenestratura cm 10 x 25
zona adesiva cm 14 x 40
rinforzo superassorbente cm 90 x 100.

Disponibile con incision film.

Avvolto in foglio steriltext. Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	INCISION FILM	BUSTA	CONFEZIONE
20TLN216S	TNT idrorep. spunlaced	no	carta/film	10 pz
20TLN217S	TNT idrorep. spunlaced	no	tyvek/polietilene	10 pz
20TLN218S	TNT idrorepellente SMS	no	carta/film	10 pz
20TLN219S	TNT idrorepellente SMS	no	tyvek/polietilene	10 pz
20TLN220S	TNT idrorep. spunlaced	si	carta/film	10 pz
20TLN221S	TNT idrorep. spunlaced	si	tyvek/polietilene	10 pz
20TLN222S	TNT idrorepellente SMS	si	carta/film	10 pz
20TLN223S	TNT idrorepellente SMS	si	tyvek/polietilene	10 pz

SET PER LAPARATOMIA

Set per laparatomia composto da:

- 1 telo per laparatomia cm 180 x 300
fenestratura cm 10 x 25
zona adesiva cm 14 x 40.
Disponibile con incision film
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200
avvolgente
- 1 federa di Mayo tubolare cm 80 x 145
- 1 striscia adesiva cm 10 x 50
- 4 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltex. Busta tyvek/polietilene.
Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	INCISION FILM	CONFEZIONE
20SET045S	TNT triaccoppiato	no	10 pz
20SET131S	TNT triaccoppiato	si	10 pz

SET PER LAPARATOMIA RINFORZATO

Set per laparatomia rinforzato composto da:

- 1 telo per laparatomia cm 180 x 300
fenestratura cm 10 x 25
zona adesiva cm 14 x 40
rinforzo superassorbente cm 90 x 100.
Disponibile con incision film
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200
avvolgente
- 1 federa di Mayo tubolare cm 80 x 145
- 1 striscia adesiva cm 10 x 50
- 4 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltex. Busta tyvek/polietilene.
Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	INCISION FILM	CONFEZIONE
20SET047S	TNT idrorep. spunlaced	no	10 pz
20SET048S	TNT idrorepellente SMS	no	10 pz
20SET049S	TNT idrorep. spunlaced	si	10 pz
20SET050S	TNT idrorepellente SMS	si	10 pz

TELO A T PER LAPAROSCOPIA

Telo a T per laparoscopia cm 280/200 x 310
fenestratura addominale adesiva cm 30 x 30
rinforzo superassorbente cm 90 x 100
passacavi in velcro.

Disponibile con incision film.

Avvolto in foglio steriltext. Busta tyvek/polietilene.
Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	INCISION FILM	CONFEZIONE
20TLN234S	TNT triaccoppiato	no	10 pz
20TLN235S	TNT idrorep. spunlaced	no	10 pz
20TLN236S	TNT idrorepellente SMS	no	10 pz
20TLN237S	TNT triaccoppiato	si	10 pz
20TLN238S	TNT idrorep. spunlaced	si	10 pz
20TLN239S	TNT idrorepellente SMS	si	10 pz


SET PER LAPAROSCOPIA

Set per laparoscopia composto da:

- 1 telo a T per laparoscopia cm 280/200 x 310
fenestratura addominale adesiva cm 30 x 30
rinforzo superassorbente cm 90 x 100
passacavi in velcro.
Disponibile con incision film
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200
avvolgente
- 1 federa di Mayo tubolare cm 80 x 145
- 1 striscia adesiva cm 10 x 50
- 4 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltext. Busta tyvek/polietilene.
Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	INCISION FILM	CONFEZIONE
20SET051S	TNT triaccoppiato	no	10 pz
20SET052S	TNT idrorep. spunlaced	no	10 pz
20SET053S	TNT idrorepellente SMS	no	10 pz
20SET054S	TNT triaccoppiato	si	10 pz
20SET055S	TNT idrorep. spunlaced	si	10 pz
20SET056S	TNT idrorepellente SMS	si	10 pz




Chirurgia generale

TELO PER ERNIA

Telo per ernia cm 200 x 280
fenestratura centrale adesiva cm 14 x 14.

Avvolto in foglio steriltext. Busta tyvek/polietilene.
Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20TLN240S	TNT impermeabile	25 pz

SET BASE PER CHIRURGIA UNIVERSALE

Set base per chirurgia universale composto da:

- 1 telo testa cm 150 x 240 con lato adesivo
- 1 telo piedi cm 150 x 180 con lato adesivo
- 2 teli laterali cm 75 x 100 con lato adesivo

Avvolto in foglio steriltext. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	BUSTA	CONFEZIONE
20SET128S	TNT triaccoppiato	Carta/film	10 pz
20SET129S	TNT triaccoppiato	Tyvek/polietilene	10 pz



SET BASE PER CHIRURGIA UNIVERSALE RINFORZATO

Set base per chirurgia universale rinforzato composto da:

- 1 telo testa cm 150 x 240 con lato adesivo
rinforzo superassorbente cm 30 x 60
- 1 telo piedi cm 150 x 180 con lato adesivo
rinforzo superassorbente cm 30 x 60
- 2 teli laterali cm 75 x 100 con lato adesivo
rinforzo superassorbente cm 30 x 70

Avvolto in foglio steriltext. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	BUSTA	CONFEZIONE
20SET057S	TNT idrorepellente SMS	Carta/film	10 pz
20SET058S	TNT idrorepellente SMS	Tyvek/polietilene	10 pz
20SET059S	TNT idrorep. spunlaced	Carta/film	10 pz
20SET060S	TNT idrorep. spunlaced	Tyvek/polietilene	10 pz




SET PER CHIRURGIA UNIVERSALE

Set per chirurgia universale composto da:

- 1 telo testa cm 150 x 240 con lato adesivo
- 1 telo piedi cm 150 x 180 con lato adesivo
- 2 teli laterali cm 75 x 100 con lato adesivo
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200 avvolgente
- 1 federa di Mayo tubolare cm 80 x 145
- 2 striscie adesive cm 10 x 50
- 4 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltext. Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	BUSTA	CONFEZIONE
20SET008S	TNT triaccoppiato	carta/film	8 pz
20SET009S	TNT triaccoppiato	tyvek/polietilene	8 pz

SET PER CHIRURGIA UNIVERSALE RINFORZATO

Set per chirurgia universale rinforzato composto da:

- 1 telo testa cm 150 x 240 con lato adesivo rinforzo superassorbente cm 30 x 60
- 1 telo piedi cm 150 x 180 con lato adesivo rinforzo superassorbente cm 30 x 60
- 2 teli laterali cm 75 x 100 con lato adesivo rinforzo superassorbente cm 30 x 70
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200 avvolgente
- 1 federa di Mayo tubolare cm 80 x 145
- 2 striscie adesive cm 10 x 50
- 4 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltext. Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	BUSTA	CONFEZIONE
20SET010S	TNT idrorepellente SMS	carta/film	8 pz
20SET011S	TNT idrorepellente SMS	tyvek/polietilene	8 pz
20SET012S	TNT idrorep. spunlaced	carta/film	8 pz
20SET013S	TNT idrorep. spunlaced	tyvek/polietilene	8 pz

Chirurgia generale

TELO ADDOMINO-PERINEALE

Telo addomino-perineale cm 260/200 x 320
 con gambali incorporati
 fenestratura addominale adesiva con incision film
 con protezione removibile
 foro perineale adesivo cm 9 x 18
 rinforzi superassorbenti
 passacavi in velcro.

Avvolto in foglio steriltex. Busta tyvek/polietilene.
 Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	FENESTRATURA	CONFEZIONE
20TLN241S	TNT idrorepellente SMS	cm 20 x 25	10 pz
20TLN242S	TNT idrorepellente SMS	cm 20 x 40	10 pz
20TLN243S	TNT idrorep. spunlaced	cm 20 x 25	10 pz
20TLN244S	TNT idrorep. spunlaced	cm 20 x 40	10 pz

SET ADDOMINO-PERINEALE

Set addomino-perineale composto da:

- 1 telo addomino-perineale cm 260/200 x 320
 con gambali incorporati
 fenestratura addominale adesiva con incision film
 con protezione removibile
 foro perineale adesivo cm 9 x 18
 rinforzi superassorbenti
 passacavi in velcro
- 1 telo cm 75 x 75 con lato adesivo in TNT triaccoppiato
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200 avvolgente
- 1 striscia adesiva cm 10 x 50
- 2 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltex. Busta tyvek/polietilene.
 Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	FENESTRATURA	CONFEZIONE
20SET061S	TNT idrorepellente SMS	cm 20 x 25	8 pz
20SET062S	TNT idrorepellente SMS	cm 20 x 40	8 pz
20SET063S	TNT idrorep. spunlaced	cm 20 x 25	8 pz
20SET064S	TNT idrorep. spunlaced	cm 20 x 40	8 pz