


Dialisi

TELO PER DIALISI PERITONEALE

Telo per dialisi peritoneale cm 60 x 75
taglio unito ad un foro di diametro cm 1
zona adesiva cm 5 x 9.

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20TLN152S	TNT impermeabile	200 pz
20TLN153S	TNT triaccoppiato	200 pz
20TLN154S	TNT idrorep. spunlaced	200 pz
20TLN155S	TNT idrorepellente SMS	200 pz




MINISET PER DIALISI PERITONEALE

Miniset per dialisi composto da:

- 1 telo per dialisi peritoneale cm 60 x 75
taglio unito ad un foro di diametro cm 1
zona adesiva cm 5 x 9
- 3 compresse di garza cm 18 x 40
incarto singolo

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
32SET034S	TNT triaccoppiato	200 pz



MINISET BASE PER DIALISI

Miniset base per dialisi composto da:

- 1 telo per dialisi cm 35 x 50
- 4 compresse di garza cm 18 x 40
incarto singolo

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
32SET033S	TNT triaccoppiato	250 pz

