


Oftalmologia

TELO PER CHIRURGIA OFTALMICA RIFRATTIVA

Telo per chirurgia oftalmica rifrattiva
foro ovale adesivo cm 6 x 9
zona adesiva cm 14 x 15.

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	DIMENSIONI	CONFEZIONE
20TLN306S	TNT idrorep. spunlaced	cm 50 x 75	200 pz
20TLN307S	TNT idrorepellente SMS	cm 50 x 75	200 pz
20TLN308S	TNT idrorep. spunlaced	cm 75 x 100	100 pz
20TLN309S	TNT idrorepellente SMS	cm 75 x 100	100 pz
20TLN310S	TNT idrorep. spunlaced	cm 100 x 100	100 pz
20TLN311S	TNT idrorepellente SMS	cm 100 x 100	100 pz




TELO PER CHIRURGIA OFTALMICA CON SACCA

Telo per chirurgia oftalmica
foro ovale cm 6 x 9 con incision film
zona adesiva cm 14 x 15
tasca raccolta liquidi cm 20x30 in PE 50 µ
barra modellabile per apertura facilitata.

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	DIMENSIONI	CONFEZIONE
20TLN134S	TNT idrorep. spunlaced	cm 50 x 75	200 pz
20TLN135S	TNT idrorepellente SMS	cm 50 x 75	200 pz
20TLN136S	TNT idrorep. spunlaced	cm 75 x 100	100 pz
20TLN137S	TNT idrorepellente SMS	cm 75 x 100	100 pz
20TLN138S	TNT idrorep. spunlaced	cm 100 x 100	100 pz
20TLN139S	TNT idrorepellente SMS	cm 100 x 100	100 pz




TELO PER CHIRURGIA OFTALMICA CON DOPPIA SACCA

Telo per chirurgia oftalmica cm 150 x 240
foro ovale adesivo cm 6 x 9 con incision film
zona adesiva cm 14 x 15
doppia tasca raccolta liquidi cm 20 x 30 in PE 50 µ
barra modellabile per apertura facilitata.

Avvolto in foglio steriltext. Busta carta/film.
Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20TLN140S	TNT idrorep. spunlaced	25 pz
20TLN141S	TNT idrorepellente SMS	25 pz



SET PER CHIRURGIA OFTALMICA

Set per chirurgia oftalmica composto da:

- 1 telo per chirurgia oftalmica cm 100 x 100
foro ovale cm 6 x 9 con incision film
zona adesiva cm 14 x 15
tasca raccolta liquidi cm 20 x 30 in PE 50 µ
- 1 federa di Mayo tubolare cm 80 x 90
- 2 camici chirurgici specialistici in SMS taglia L
- 2 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltext. Busta carta/film.
Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20SET126S	TNT idrorep. spunlaced	40 pz
20SET127S	TNT idrorepellente SMS	40 pz