


Ortopedia

TELO CON TAGLIO AD U

Telo per chirurgia ortopedica con taglio ad U adesivo.

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	DIMENSIONI	ADESIVO	CONFEZIONE
20TLN178S	TNT triaccoppiato	cm 120 x 150	cm 10 x 50	25 pz
20TLN107S	TNT triaccoppiato	cm 150 x 180	cm 10 x 50	25 pz
20TLN111S	TNT triaccoppiato	cm 180 x 230	cm 10 x 50	20 pz
20TLN117S	TNT triaccoppiato	cm 190 x 260	cm 15 x 100	20 pz




TELO CON TAGLIO AD U RINFORZATO

Telo per chirurgia ortopedica con taglio ad U adesivo rinforzo superassorbente.

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	DIMENSIONI	ADESIVO	RINFORZO	CONFEZIONE
20TLN179S	TNT idrorepellente spunlaced	cm 120 x 150	cm 10 x 50	cm 45 x 50	25 pz
20TLN180S	TNT idrorepellente SMS	cm 120 x 150	cm 10 x 50	cm 45 x 50	25 pz
20TLN108S	TNT idrorepellente spunlaced	cm 150 x 180	cm 10 x 50	cm 45 x 50	25 pz
20TLN181S	TNT idrorepellente SMS	cm 150 x 180	cm 10 x 50	cm 45 x 50	25 pz
20TLN112S	TNT idrorepellente spunlaced	cm 180 x 230	cm 10 x 50	cm 45 x 50	20 pz
20TLN182S	TNT idrorepellente SMS	cm 180 x 230	cm 10 x 50	cm 45 x 50	20 pz
20TLN118S	TNT idrorepellente spunlaced	cm 190 x 260	cm 15 x 100	cm 45 x 100	20 pz
20TLN183S	TNT idrorepellente SMS	cm 190 x 260	cm 15 x 100	cm 45 x 100	20 pz



SET PER CHIRURGIA DELL'ANCA

Set per chirurgia dell'anca composto da:

- 1 telo attrezzato cm 180x260 con taglio adesivo ad U cm 15 x 100
- 1 telo cm 180 x 300 con lato adesivo
- 1 telo cm 180 x 180 con lato adesivo
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200 avvolgente
- 1 striscia adesiva cm 10x50
- 4 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40



Avvolto in foglio steriltext. Busta tyvek/polietilene. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20SET026S	TNT triaccoppiato	8 pz

SET PER CHIRURGIA DELL'ANCA RINFORZATO

Set per chirurgia dell'anca rinforzato composto da:

- 1 telo attrezzato cm 180 x 260 con taglio adesivo ad U cm 15 x 100 rinforzo superassorbente cm 45 x 100
- 1 telo cm 180 x 300 con lato adesivo
- 1 telo cm 180 x 180 con lato adesivo
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200 avvolgente
- 1 striscia adesiva cm 10 x 50
- 4 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40



Avvolto in foglio steriltext. Busta tyvek/polietilene. Sterile.


CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20SET027S	TNT idrorep. spunlaced	8 pz
20SET036S	TNT idrorepellente SMS	8 pz

TELO PER CHIRURGIA DELL'ANCA

Telo per chirurgia dell'anca cm 200x300
foro elastico in poliuretano diametro cm 20
rinforzo superassorbente cm 90x90
passacavi in velcro.

Avvolto in foglio sterilite. Busta tyvek/polietilene.
Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20TLN245S	TNT idrorep. spunlaced	10 pz
20TLN246S	TNT idrorepellente SMS	10 pz




TELO PER ISOLAMENTO VERTICALE

Telo per isolamento verticale cm 240x320
trasparente e antistatico
fenestratura con incision film
sacca raccolta liquidi con valvola di scarico
barra modellabile per apertura facilitata
lato adesivo con finger-lift
tasche portastrumenti a due scomparti
passacavi in velcro.

Avvolto in foglio sterilite. Busta carta/film.
Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	FENESTRATURA	CONFEZIONE
20TLN247S	laminato plastico 80 µ	cm 25 x 86	20 pz
20TLN248S	laminato plastico 80 µ	cm 30 x 60	15 pz



SET TELI AD U CON TAGLIO TRIANGOLARE

Set teli ad U con taglio triangolare adesivo cm 12 x 12,5.

Busta carta/film. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	DIMENSIONI	CONFEZIONE
20SET065S	TNT impermeabile	cm 37 x 45	300 pz
20SET066S	TNT impermeabile	cm 45 x 75	200 pz




TELO PER CHIRURGIA DELLE ESTREMITÀ

Telo per chirurgia delle estremità cm 200 x 320
foro elastico in poliuretano diametro cm 6
passacavi in velcro.

Disponibile con rinforzo superassorbente.

Avvolto in foglio steriltext. Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	RINFORZO	BUSTA	CONFEZIONE
20TLN249S	TNT triaccoppiato	-	carta/film	10 pz
20TLN250S	TNT triaccoppiato	-	tyvek/polietilene	10 pz
20TLN251S	TNT idrorepellente spunlaced	cm 45 x 60	carta/film	10 pz
20TLN252S	TNT idrorepellente spunlaced	cm 45 x 60	tyvek/polietilene	10 pz
20TLN253S	TNT idrorepellente SMS	cm 45 x 60	carta/film	10 pz
20TLN254S	TNT idrorepellente SMS	cm 45 x 60	tyvek/polietilene	10 pz

SET PER CHIRURGIA DELLE ESTREMITÀ I

Set per chirurgia delle estremità composto da:

- 1 telo per chirurgia delle estremità cm 200 x 320
foro elastico in poliuretano diametro cm 6
passacavi in velcro.
Disponibile con rinforzo superassorbente
- 1 telo cm 100 x 150
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200
avvolgente
- 1 striscia adesiva cm 10 x 50
- 4 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltext. Busta tyvek/polietilene.
Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	RINFORZO	CONFEZIONE
20SET067S	TNT triaccoppiato	-	8 pz
20SET068S	TNT idrorep. spunlaced	cm 45 x 60	8 pz
20SET069S	TNT idrorepellente SMS	cm 45 x 60	8 pz


SET PER CHIRURGIA DELLE ESTREMITÀ II

Set per chirurgia delle estremità composto da:

- 1 telo per chirurgia delle estremità cm 200 x 320 foro elastico in poliuretano diametro cm 6 passacavi in velcro. Disponibile con rinforzo superassorbente
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200 avvolgente
- 1 stockinette cm 22 x 75
- 1 striscia adesiva cm 10 x 50
- 4 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltext. Busta tyvek/polietilene. Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	RINFORZO	CONFEZIONE
20SET070S	TNT triaccoppiato	-	8 pz
20SET071S	TNT idrorep. spunlaced	cm 45 x 60	8 pz
20SET072S	TNT idrorepellente SMS	cm 45 x 60	8 pz




SET PER CHIRURGIA DELLE ESTREMITÀ III

Set per chirurgia delle estremità composto da:

- 1 telo per chirurgia delle estremità cm 200 x 320 foro elastico in poliuretano diametro cm 6 passacavi in velcro. Disponibile con rinforzo superassorbente
- 1 telo cm 100 x 150
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200 avvolgente
- 1 federa di Mayo cm 80 x 145
- 1 stockinette cm 22 x 75
- 1 striscia adesiva cm 10 x 50
- 4 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltext. Busta tyvek/polietilene. Sterile.


CODICE	COMPOSIZIONE	RINFORZO	CONFEZIONE
20SET073S	TNT triaccoppiato	-	6 pz
20SET074S	TNT idrorep. spunlaced	cm 45 x 60	6 pz
20SET075S	TNT idrorepellente SMS	cm 45 x 60	6 pz



TELO PER ARTROSCOPIA

Telo per artroscopia cm 200 x 320
 sacca raccolta liquidi con valvola di scarico
 barra modellabile per apertura facilitata
 doppio foro elastico in poliuretano diametro cm 6
 rinforzo superassorbente cm 45 x 60
 passacavi in velcro.

Avvolto in foglio steriltext. Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	BUSTA	CONFEZIONE
20TLN255S	TNT idrorepellente spunlaced	carta/film	10 pz
20TLN256S	TNT idrorepellente spunlaced	tyvek/polietilene	10 pz
20TLN257S	TNT idrorepellente SMS	carta/film	10 pz
20TLN258S	TNT idrorepellente SMS	tyvek/polietilene	10 pz

SET BASE PER ARTROSCOPIA CON GAMBALE

Set base per artroscopia composto da:

- 1 telo per artroscopia cm 200 x 320
 sacca raccolta liquidi con valvola di scarico
 barra modellabile per apertura facilitata
 doppio foro elastico in poliuretano diametro cm 6
 rinforzo superassorbente cm 45 x 60
 passacavi in velcro
- 1 gambale sagomato cm 50 x 100
 in TNT impermeabile

Avvolto in foglio steriltext. Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	BUSTA	CONFEZIONE
20SET076S	TNT idrorep. spunlaced	carta/film	10 pz
20SET077S	TNT idrorep. spunlaced	tyvek/polietilene	10 pz
20SET078S	TNT idrorepellente SMS	carta/film	10 pz
20SET079S	TNT idrorepellente SMS	tyvek/polietilene	10 pz

SET BASE PER ARTROSCOPIA CON STOCKINETTE

Set base per artroscopia composto da:

- 1 telo per artroscopia cm 200 x 320
 sacca raccolta liquidi con valvola di scarico
 barra modellabile per apertura facilitata
 doppio foro elastico in poliuretano diametro cm 6
 rinforzo superassorbente cm 45 x 60
 passacavi in velcro
- 1 stockinette cm 22 x 75

Avvolto in foglio steriltext. Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	BUSTA	CONFEZIONE
20SET080S	TNT idrorep. spunlaced	carta/film	10 pz
20SET081S	TNT idrorep. spunlaced	tyvek/polietilene	10 pz
20SET082S	TNT idrorepellente SMS	carta/film	10 pz
20SET083S	TNT idrorepellente SMS	tyvek/polietilene	10 pz

SET PER ARTROSCOPIA I

Set per artroscopia composto da:

- 1 telo per artroscopia cm 200 x 320
 sacca raccolta liquidi con valvola di scarico
 barra modellabile per apertura facilitata
 doppio foro elastico in poliuretano diam. cm 6
 rinforzo superassorbente cm 45 x 60
 passacavi in velcro
- 1 telo cm 100 x 150
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200 avvolgente
- 1 stockinette cm 22 x 75
- 1 striscia adesiva cm 10 x 50
- 4 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltext. Busta tyvek/polietilene. Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20SET084S	TNT idrorep. spunlaced	8 pz
20SET085S	TNT idrorepellente SMS	8 pz

SET PER ARTROSCOPIA II

Set per artroscopia composto da:

- 1 Telo per artroscopia cm 200 x 320
sacca raccolta liquidi con valvola di scarico
barra modellabile per apertura facilitata
doppio foro elastico in poliuretano diametro cm 6
rinforzo superassorbente cm 45 x 60
passacavi in velcro
- 1 telo in PE cm 150 x 185 con taglio ad U cm 15 x 60
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200
avvolgente
- 1 federa di Mayo cm 80 x 145
- 1 camice specialistico taglia L
- 2 camici rinforzati taglia L
- 1 stockinette cm 22 x 75
- 1 striscia adesiva cm 10 x 50
- 3 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltex. Busta tyvek/polietilene.
Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20SET086S	TNT idrorepellente SMS	6 pz
20SET087S	TNT idrorep. spunlaced	6 pz

TELO PER ARTROSCOPIA DELLA SPALLA

Telo per artroscopia della spalla cm 200 x 320
sacca raccolta liquidi rettangolare cm 70 x 80
con valvole di scarico
barra modellabile per apertura facilitata
foro elastico in poliuretano diametro cm 6
rinforzo superassorbente cm 45 x 60
passacavi in velcro.

Avvolto in foglio steriltex. Busta carta/film.
Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20TLN259S	TNT idrorep. spunlaced	10 pz
20TLN260S	TNT idrorepellente SMS	10 pz

SET PER CHIRURGIA DELLA SPALLA

Set per chirurgia della spalla composto da:

- 1 telo superiore cm 250 x 200 con taglio ad U adesivo cm 10 x 50. Disponibile con rinforzo superassorbente
- 1 telo inferiore cm 200 x 280 con taglio ad U adesivo cm 10 x 50. Disponibile con rinforzo superassorbente
- 1 telo cm 75 x 90 con lato adesivo
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200 avvolgente
- 1 federa di Mayo tubolare cm 80 x 145
- 1 copritelecamera cm 13 x 250
- 1 sacca raccolta liquidi triangolare cm 50 x 50 senza filtro
- 2 strisce adesive cm 10 x 50
- 4 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltext. Busta tyvek/polietilene. Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	RINFORZO	CONFEZIONE
20SET088S	TNT triaccoppiato	-	8 pz
20SET089S	TNT idrorep. spunlaced	cm 45 x 100	8 pz
20SET090S	TNT idrorepellente SMS	cm 45 x 100	8 pz

TELO PER CHIRURGIA DEL PIEDE

Telo per chirurgia del piede cm 200 x 350
 due fori elastici in poliuretano chiusi e apribili separatamente
 rinforzo superassorbente cm 45 x 90.

Avvolto in foglio steriltext. Busta carta/film. Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	FORI	CONFEZIONE
20TLN207S	TNT triaccoppiato	cm 3	10 pz
20TLN261S	TNT triaccoppiato	cm 5	10 pz

TELO PER CHIRURGIA DELLA MANO

Telo per chirurgia della mano cm 180 x 320
 con appendice cm 100 x 90
 foro elastico in poliuretano diametro cm 3
 rinforzo superassorbente cm 45 x 50
 passacavi in velcro.

Avvolto in foglio steriltex. Busta carta/film.
 Sterile.




CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20TLN262S	TNT impermeabile	10 pz

TELO PER CHIRURGIA DELLA COLONNA

Telo per chirurgia della colonna cm 200 x 360
 fenestratura centrale adesiva cm 7 x 30
 passacavi in velcro.

Disponibile con incision film e rinforzo superassorbente.

Avvolto in foglio steriltex. Busta tyvek/polietilene.
 Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	INCISION FILM	RINFORZO	CONFEZIONE
20TLN263S	TNT triaccoppiato	no	-	10 pz
20TLN264S	TNT idrorep. spunlaced	no	cm 90 x 100	10 pz
20TLN265S	TNT idrorepellente SMS	no	cm 90 x 100	10 pz
20TLN266S	TNT triaccoppiato	si	-	10 pz
20TLN267S	TNT idrorep. spunlaced	si	cm 90 x 100	10 pz
20TLN268S	TNT idrorepellente SMS	si	cm 90 x 100	10 pz