


# O.R.L. Otorino laringoiatria

## TELO A T PER TIROIDE

Telo a T per tiroide cm 260/180 x 315  
fenestratura elastica adesiva a losanga cm 12 x 12  
rinforzo superassorbente cm 45 x 70  
passacavi in velcro.

Avvolto in foglio steriltext. Busta tyvek/polietilene.  
Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20TLN300S	TNT triaccoppiato	20 pz
20TLN301S	TNT idrorep. spunlaced	20 pz
20TLN302S	TNT idrorepellente SMS	20 pz



## SET PER CHIRURGIA DELL'ORECCHIO

Set per chirurgia dell'orecchio composto da:

- 1 telo cm 95 x 160 per chirurgia dell'orecchio foro decentrato diametro cm 10 zona adesiva cm 14 x 15
- 1 telo per tavolo madre cm 140 x 150
- 2 strisce adesive assorbenti cm 10 x 50

Avvolto in foglio steriltext. Busta tyvek/polietilene.  
Sterile.

CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20SET032S	TNT impermeabile	20 pz



**SET PER OTORINO I**

Set per otorino composto da:

- 1 telo cm 150 x 200 con taglio ad U adesivo cm 7 x 45
- 1 telo cm 180 x 200 con lato adesivo
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200 avvolgente
- 1 federa di Mayo tubolare cm 80 x 145
- 1 striscia adesiva cm 10 x 50
- 4 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltext. Busta tyvek/polietilene. Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20SET115S	TNT triaccoppiato	8 pz

**SET PER OTORINO II**

Set per otorino composto da:

- 1 telo cm 180 x 200 con lato adesivo
- 3 teli cm 75 x 90 con lato adesivo
- 1 telo per tavolo madre cm 160 x 200 avvolgente
- 1 federa di Mayo tubolare cm 80 x 145
- 1 striscia adesiva cm 10 x 50
- 4 asciugamani in dry-paper cm 30 x 40

Avvolto in foglio steriltext. Busta tyvek/polietilene. Sterile.



CODICE	COMPOSIZIONE	CONFEZIONE
20SET116S	TNT triaccoppiato	8 pz